

Wyjątkowo cienkie, odporne na chemikalia rękawice do pomieszczeń czystych o wytrzymałej, wyczuwalnej w dotyku trójwarstwowej konstrukcji.

- **Specjalistyczna ochrona:**
Antystatyczne rękawice MICROFLEX™ 93-360 do pomieszczeń czystych mają trójwarstwową konstrukcję, która zapewnia doskonałą ochronę przed agresywnymi chemikaliami, w tym kwasami, zasadami i różnymi rozpuszczalnikami.
- **Podwyższony komfort:** Ich wyjątkowo miękka, opatentowana formuła łączy w sobie wygodę, wrażliwość dotykową i zręczność manualną
- **Zmniejszone ryzyko alergii:** Te niezawierające silikonu rękawice do pomieszczeń czystych wykonane z nitrylu i neoprenu nie zawierają lateksu, co zapobiega ryzyku alergii na lateks typu I
- **Zminimalizowane ryzyko zanieczyszczenia:** Ponieważ rękawice MICROFLEX™ są dostarczane w nieparujących opakowaniach EasyTear, potencjalne ryzyko zanieczyszczenia jest również ograniczone do minimum.



NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY

- **Trójwarstwowa konstrukcja:**
Ochrona przed trudnymi zagrożeniami chemicznymi*
- **Zastrzeżona formuła:** komfort, wrażliwość dotykowa i sprawność manualna
- **Kompozyt nitrylu i neoprenu:**
wyeliminowane ryzyko alergii na lateks typu I

*w tym kwasy, rozpuszczalniki i zasady

- Produkcja w branży farmaceutycznej
- Produkcja biotechnologiczna

- Sprzątanie i przygotowywanie pomieszczeń czystych
- Mieszanie, łączenie substancji

MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

93-360

Niesterylne jednorazowe rękawice nitrylowe i neoprenowe (polichloroprenowe) do pomieszczeń czystych

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

	Informacje o produkcie
Materiał	Nitryl + Neopren (kautczuk chloroprenowy)
Kolor	Ciemnoturkusowy, Niebieski
Kształt	Oburęczne
Mankiet	Zawinięty
Normy produkcji/audytu QMS	ISO 9001
Przepisy	ASTM D6319, CE 0493, EN 388:2016, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategoria III, UKCA
Pakowanie	50 rękawic zapakowanych w próżniowo zamkniętą torebkę foliową. 1 torebka z 50 rękawicami w zbiorczym worku PE. 10 głównych torebek foliowych umieszczonych w pudełku foliowym wewnątrz opakowania transportowego/kartonu. Łącznie 500 rękawic w kartonie. Bardziej zrównoważone opakowania: Rękawice nitrylowe i neoprenowe są pakowane w plastikowe opakowania nadające się do recyklingu* i dostarczane w kartonowych opakowaniach pochodzących z recyklingu. *Owijka wewnętrzna, woreczek, torba i wyściółka są wykonane z folii na bazie polietylenu (PE). Zawsze należy sprawdzić lokalny status materiałów nadających się do recyklingu, ponieważ materiały te mogą nie nadawać się do recyklingu w danej lokalizacji.
Przechowywanie	Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu. Jeśli produkty są prawidłowo przechowywane, zgodnie ze wskazówkami, nie stracą swoich właściwości ani nie zmienią znacząco swoich właściwości. Jeśli na produkty mogą mieć wpływ procesy starzenia lub sposób przechowywania, data ich przydatności do użytku jest podana na opakowaniu.
Dostępne rozmiary	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)
Zewnętrzna powierzchnia rękawic	Teksturowane palce
Internal Glove Surface	Chlorowane
Klasa Cleanroom	Klasa ISO 5
Okres trwałości	5 Years
Przetestowane pod kątem stosowania w chemioterapii	Tak, zgodnie z normą ASTM D6978 (niewymienione w sekcji 510k przepisów dotyczących Agencji Żywności i Leków w USA)
Poziom protein	Not Applicable: contains no natural rubber latex
Antystatyczne	Tak
Katalizatory chemiczne wulkanizacji	• Dibutylditiokarbaminian cynku (ZDBC) <i>Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.</i>

Właściwości fizyczne							Metoda testowania
Rozmiary	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)	EN 420,ASTM D3767
Długość (cale/mm)	≥ 285 / 11.2						
Szerokość dłoni (mm/in)	76/3.0	85/3.4	95/3.7	106/4.2	115/4.5	122/4.8	
Brak perforacji	0.65 AQL Performance Level 3						ASTM D6319-10,ASTM D5151-06 (2011)
Siła przy zerwaniu (N) podczas starzenia	≥ 6						EN 455-2

ZAWARTOŚĆ JONÓW

Stężenie w µg/cm²	Typowe	Stężenie w µg/cm²	Typowe
Amon	<0.0235	Azotan	<0.382
Bromek	Nie wykryto	Azotyn	Nie wykryto
Wapń	<0.361	Fosforan	Nie wykryto
Chlorek	<0.238	Potas	<0.022
Fluorek	Nie wykryto	Sód	<0.032
Lit	Nie wykryto	Siarczan	<0.075
Magnez	Nie wykryto	Cynk	<0.021

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

ROZMIAR	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)
NR DO PONOWNEGO ZAMÓWIENIA	93360060	93360070	93360080	93360090	93360100	93360110

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI WYDAJNOŚCI I REGULACJAMI



Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

