



BioClean-C™ förkläde med ärmarna för kemoterapi BCAS

Skyddsförkläde med ärmarna för kemoterapi - osterilt

BioClean-C skyddsförkläde med ärmarna för kemoterapi skyddar mot en rad olika cytostatika. Förklädet tillverkas av lätt och lågluddande CleanTough-material och har justerbart halsfäste, knytband bak och ultraljudssvetsade ärmsömmar med skyddstejp.

Key Features and Benefits

- Provad enligt permeationsstandarden ASTM F739-12
- Ultraljudssvetsade sömmar med skyddstejp
- Knytband bak
- Justerbart halsfäste
- Lätt och lågluddande
- CleanTough-material



Branscher

- Kontrollerade och kritiska miljöer
- Produktion och tillverkning
- Laboratorier och forskning





BioClean-C™ förkläde med ärmar för kemoterapi BCAS

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	CleanTough™
Revisionsstandarder	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standarder	ASTM F739, CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Kategori III, EN 13034:2005 + A1:2009
Ursprungsland	Kina
Renrumsklass	Klass 10/ISO 4
Lagringstid	Five (5) years from date of manufacture.
Konstruktion	Ultrasonically bonded sleeve seams with protective tape & 100% polyester cuffs.
Egenskaper	Låg partikelbildning

PARTIKELSPRIDNING, PROVNINGSRESULTAT

PROVNING	RESULTAT	KATEGORI (IEST-RP-CC003.3)
Partikelspridning (provning med Helmke-trumma)	$\geq 0,5$ Qm (antal/min) < 1 700	Kategori I

RESULTAT FRÅN PROVNINGSMETOD ENLIGT ASTM F739-12

LÄKEMEDEL	Genomsnittlig genombrottsstid (MBT), minuter Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATIN	>240
KARMUSTIN	> 240
CYKLOFOSFAMID	>240
DOXORUBICINHYDROKLORID	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METOTREXAT	>240
ETOPOSID	<6
PAKLITAXEL	>240
TIOTEPA	55 (46,88,31)

Resultat uppnådda under kontrollerade laboratorieförhållanden av ett ackrediterat externt provningslaboratorium.

STORLEKSTABELL

BCAS-S: Storlek: S, bröstvidd: 84-92 cm (33"-36"), längd: 164-170 cm (5'4"-5'6")
BCAS-M: Storlek: M, bröstvidd: 92-100 cm (36"-39"), längd: 170-176 cm (5'6"-5'9")
BCAS-L: Storlek: L, bröstvidd: 100-108 cm (39"-42"), längd: 176-182 cm (5'9"-6'0")
BCAS-XL: Storlek: XL, bröstvidd: 108-116 cm (42"-45"), längd: 182-188 cm (6'0"-6'2")



BioClean-C™ förkläde med ärmar för kemoterapi BCAS

MATERIALFUNKTION, PROVNINGSRESULTAT

PROVNING	RESULTAT	FUNKTIONSKLASS
Nötningsmotstånd	10 to 100 cycles	1
Punkteringsmotstånd	10 N	1
Rivhållfasthet, trapetsmetod, tvärriktning (CD)	CD 32.3 N	2
Rivhållfasthet, trapetsmetod, maskinriktning (MD)	MD 50.6 N	3
Draghållfasthet, tvärriktning (CD)	CD 47 N	1
Draghållfasthet, maskinriktning (MD)	MD 94 N	2
Avvisande för vätskor – 30 % H ₂ SO ₄	99.0%	3
Avvisande för vätskor – 10 % NaOH	98.4%	3
Avvisande för vätskor – o-xylen	91.4%	1
Avvisande för vätskor – butan-1-ol	93.9%	3
Penetration av vätskor – 30 % H ₂ SO ₄	0%	3
Penetration av vätskor – 10 % NaOH	0%	3
Penetration av vätskor – o-xylen	0%	3
Penetration av vätskor – butan-1-ol	0%	3
Sömstyrka ¹	74 N	2

1. Seam not destroyed

BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

	STORLEK	BioClean-C förkläde med ärmar för kemoterapi
BCAS	BEST.NR	BCAS-S, BCAS-M, BCAS-L, BCAS-XL

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133


Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarder för prestanda och regelefterlevnad



Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts här av Ansell eller å Ansell vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

Se produktvalideringspaketet eller kontakta Ansell kundtjänst för att få specifika uppgifter om användning av skyddsplagg med cytotoxiska läkemedel. Plagg som används för skydd mot sådana läkemedel måste väljas specifikt för de aktuella kemikalierna.

