



BioClean-D™ Overall med huva och integrerade stövlar BDFC

Icke-steril overall med huva och stövlar som skyddar mot stänk av kemikalier och vätskor

- **Minskade risker för kontaminering:** BioClean-D Coverall med huva och integrerade stövlar BDFC har låg luddbildning och uppfyller ISO-renrumskraven tack vare den lätta CleanTough™-kompositionen, så att kontamineringsriskerna hålls på ett minimum
- **Optimerat skydd:** Denna icke-sterila engångsoverall har dragkedja framtill med skyddsklaff som skyddar mot vätskestänk och kemikalier, medan tumgrepp och elastisk huva, rygg, manschetter och anklar ger en säker passform
- **Förbättrade funktioner:** Denna antistatiska overall är också utrustad med integrerade stövlar och halkskyddade sulor för ökad säkerhet på arbetsplatsen i laboratoriemiljöer



Key Features and Benefits

- **CleanTough™ tyg:** För lättviktigt kroppsskydd med låg belastning
- **Dragkedja fram och skyddsklaff:** Skydd mot kontaminering och vätskestänk
- **Integrerade stövlar och halkskyddade sulor:** För personlig skyddsutrustning från topp till tå i renrum

Branscher

- Kontrollerade och kritiska miljöer
- Produktion och tillverkning
- Läkemedelstillverkning
- Bioteknisk tillverkning
- Tillverkning av medicinteknisk utrustning





BioClean-D™ Overall med huva och integrerade stövlar BDFC

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	CleanTough™
Revisionsstandarder	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Standarder	ASTM F739, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, Kategori III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Förpackningsöversikt	En aseptiskt vikt bit per försluten inre PE-påse; en inre påse per försluten yttre PE-påse; 20 yttre påsar per fodrad kartong (20 st.). Observera: Storlekarna XXXL och XXXXL förpackas med 15 st. per kartong. Alla storlekar är föremål för minsta orderkvantitet och ledtid.
Ursprungsland	Kina
Renrumsklass	Klass 10/ISO 4
Lagringstid	Five (5) years from date of manufacture.
Konstruktion	Bound seams with single needle stitching
Egenskaper	BioC CleTo mat is sta diss an w a char hal dec tim of 07 sec an so ar ide for use in a stat saf envi

PARTIKELSPRIDNING, PROVNINGSRESULTAT

PROVNING	RESULTAT
Partikelspridning (provning med Helmke-trumma)	$\geq 0,5$ Qm (antal/min) < 2 000

RESULTAT FRÅN PROVNINGSMETOD ENLIGT ASTM F739-12

LÄKEMEDEL	Genomsnittlig genombrottsstid (MBT), minuter Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATIN	>240
KARMUSTIN	<6
CYKLOFOSFAMID	217 (275,162,215)
DOXORUBICINHYDROKLORID	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METOTREXAT	>240
ETOPOSID	>240
PAKLITAXEL	<10
TIOTEPA	30 (28,30,33)

Resultat uppnådda under kontrollerade laboratorieförhållanden av ett ackrediterat externt provningslaboratorium.

STORLEKSTABELL

BDFC-S; Storlek: S, Bröstkorg:

84-92cm (33"-36"), Height: 164-170cm (5'4"-5'6")

BDFC-M; Size: M, Chest: 92-100cm (36"-39"), Height: 170-176cm (5'6"-5'9")

BDFC-L; Size: L, Chest: 100-108cm (39"-42"), Height: 176-182cm (5'9"-6'0")

BDFC-XL; Size: XL, Chest: 108-116cm (42"-45"), Height: 182-188cm (6'0"-6'2")

BDFC-2XL; Size: 2XL, Chest: 116-124cm (45"-48"), Height: 188-194cm (6'2"-6'4")

BDFC-3 XL; Size: 3XL, Chest: 124-132cm (48"-51"), Height: 194-200cm (6'4"-6'6")



BioClean-D™ Overall med huva och integrerade stövlar BDFC

MATERIALFUNKTION, PROVNINGSRESULTAT

PROVNING	RESULTAT	FUNKTIONSKLASS
Nötningsmotstånd	10 to 100 cycles	1
Motstånd mot skada vid böjning	5,000 to 15,000 cycles	3
Punkteringsmotstånd	8 N	1
Rivhållfasthet, trapetsmetod, tvärriktning (CD)	CD 29.3 N	2
Rivhållfasthet, trapetsmetod, maskinriktning (MD)	MD 55.5 N	3
Draghållfasthet, tvärriktning (CD)	CD 48 N	1
Draghållfasthet, maskinriktning (MD)	MD 97 N	2
Avvisande för vätskor – 30 % H ₂ SO ₄	96.3%	3
Avvisande för vätskor – 10 % NaOH	97.6%	3
Avvisande för vätskor – o-xylen	95.7%	2
Avvisande för vätskor – butan-1-ol	96.6%	3
Penetration av vätskor – 30 % H ₂ SO ₄	0%	3
Penetration av vätskor – 10 % NaOH	0%	3
Penetration av vätskor – o-xylen	0%	3
Penetration av vätskor – butan-1-ol	0%	3
Inläckage av aerosoler med fina partiklar ¹	Pass	Ej relevant
Motstånd mot penetration av spray (sprayprovning) ¹	Pass	Ej relevant
Sömstyrka ²	70 N	2
Elektrostatisk urladdning, halveringstid, t ₅₀ (sek.)	0.07	GODKÄND

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed

BESTÄLLNINGSPERIODINFORMATION

	STORLEK	BioClean-D overall med huva och integrerade stövlar	BioClean-D overall med huva och integrerade stövlar
BDFC	BEST.NR	BDFC-S, BDFC-M, BDFC-L, BDFC-XL, BDFC-XXL, BDFC- XXXL	BDFC-XXXL, BDFC-XXXXL

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansells Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansells Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansells Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinamerika och Karibien

Ansells Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansells Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansells Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarder för prestanda och regelefterlevnad

CE 0598



TYPE 5

TYPE 6

Ansells, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansells Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansells Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts här av Ansells eller å Ansells vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansells-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansells ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

Se produktvalideringspaketet eller kontakta Ansells kundtjänst för att få specifika uppgifter om användning av skyddsplagg med cytotoxiska läkemedel. Plagg som används för skydd mot sådana läkemedel måste väljas specifikt för de aktuella kemikalierna.

