

Steril overall med krage, huva, överdragsbyxor och integrerad ansiktsmask

- **Extra funktioner:** BioClean-D Sterile Kit S-BDKM har en engångsoverall, överdragsskor med halsäker sula, huva och en integrerad ansiktsmask, vilket ger personligt skydd från topp till tå
- **Optimerad förpackning:** Alla plagg presenteras i en enda förpackning, vilket gör hanteringen bekvämare och minimerar det totala förpackningsavfallet
- **Förbättrad passform:** BioClean™ overall som ingår i detta kit är utformad med dragkedja fram, elastisk rygg, manschetter och anklar, vilket ger en bekväm passform, medan tumöglor säkerställer ett säkert grepp
- **Minskade risker för kontaminering:** Eftersom den är tillverkad av CleanTough™-material, som är både lätt och luddfritt, är denna sterila overall idealisk för användning i renrum



Key Features and Benefits

- **Huva med integrerad ansiktsmask:** Tilläggsprodukt och personligt skydd
- **Ett kit för alla plagg:** Mindre totalt förpackningsavfall
- **Halskyddad sula:** Minskad risk för skador på arbetsplatsen

Branscher

- Kontrollerade och kritiska miljöer
- Laboratorier och forskning
- Produktion och tillverkning





BioClean-D™ sterilt kit S-BDKM

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	CleanTough™
Färg	Vit
Revisionsstandarder	ISO 9001
Standarder	CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 13935-2, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, ISO 11137-1:2006, ISO 9001:2015, Kategori III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Förpackningsöversikt	S - 2XL: En huva med integrerad ansiktsmask, en overall med krage och ett par överdragsstövlar per försluten innerpåse; en innerpåse per försluten yttre PE-påse; 15 ytterpåsar (kit) per kartong 3XL och högre: En huva med integrerad ansiktsmask, en overall med krage och ett par överdragsstövlar per försluten innerpåse; en innerpåse per försluten yttre PE-påse; 12 ytterpåsar (kit) per kartong Alla storlekar omfattas av MOQ (minsta orderkvantitet) och förlängd ledtid.
Ursprungsland	Malaysia
Steriliseringmetod	Gammapåstrålning 25 kGy
Sterilisering, minsta dos	25kGy
Säkerhetsnivå för sterilitet	10 ⁻⁶
Renrumsklass	Klass 10/ISO 4 och EU GMP-klass A
Lagringstid	Three (3) years from date of manufacture. Store in a dry, cool place (<40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.
Konstruktion	Hood Elasticated face opening, reinforced edges with incorporated facemask Coverall Zip front with flap cover. Thumb loops on wrist Elasticated back, cuffs and ankles Overboots Elasticated top with secure ties and slip-resistant soles
Egenskaper	BioClean-D mat is stable and does not have a characteristic odor of 07 sec and so is ideal for use in a sterile environment

PARTIKELSPRIDNING, PROVNINGSRESULTAT

PROVNING	RESULTAT
Partikelspridning (provning med Helmke-trumma)	≥ 0,5 Qm (antal/min) < 2 000

RESULTAT FRÅN PROVNINGSMETOD ENLIGT ASTM F739-12

LÄKEMEDEL	Genomsnittlig genombrottsstid (MBT), minuter
CISPLATIN	>240
KARMUSTIN	<6
CYKLOFOSFAMID	217 (275, 162, 215)
DOXORUBICINHYDROKLORID	>240
5-FLUOROURACIL	>240
METOTREXAT	>240
ETOPOSID	>240
PAKLITAXEL	<10
TIOTEPA	30 (28, 30, 33)

Resultat uppnådda under kontrollerade laboratorieförhållanden av ett ackrediterat externt provningslaboratorium.

STORLEKSTABELL

S-BDKM-S; Storlek: S, Bröstkorg: 84-92cm (33"-36"), Height: 164-170cm (5'4"-5'6")
S-BDKM-M; Size: M, Chest: 92-100cm (36"-39"), Height: 170-176cm (5'6"-5'9")
S-BDKM-L; Size: L, Chest: 100-108cm (39"-42"), Height: 176-182cm (5'9"-6'0")
S-BDKM-XL; Size: XL, Chest: 108-116cm (42"-45"), Height: 182-188cm (6'0"-6'2")
S-BDKM-XXL; Size: XXL, Chest: 116-124cm (45"-48"), Height: 188-194cm (6'2"-6'4")
S-BDKM-XXXL; Size: XXXL, Chest: 124-132cm (48"-51"), Height: 194-200cm (6'4"-6'6")
S-BDKM-XXXXL; Size: XXXXL, Chest: 132-140cm (51"-54"), Height: 200-206cm (6'6"-6'8")



BioClean-D™ sterilt kit S-BDKM

MATERIALFUNKTION, PROVNINGSRESULTAT

PROVNING	RESULTAT	FUNKTIONSKLASS
Nötningsmotstånd	10 to 100 cycles	1
Motstånd mot skada vid böjning	5,000 to 15,000 cycles	3
Punkteringsmotstånd	8 N	1
Rivhållfasthet, trapetsmetod, tvärriktning (CD)	CD 29.3 N	2
Rivhållfasthet, trapetsmetod, maskinriktning (MD)	MD 55.5 N	3
Draghållfasthet, tvärriktning (CD)	MD 55.5 N	1
Draghållfasthet, maskinriktning (MD)	MD 97 N	2
Avvisande för vätskor – 30 % H ₂ SO ₄	96.3%	3
Avvisande för vätskor – 10 % NaOH	97.6%	3
Avvisande för vätskor – o-xylen	95.7%	2
Avvisande för vätskor – butan-1-ol	96.6%	3
Penetration av vätskor – 30 % H ₂ SO ₄	0%	3
Penetration av vätskor – 10 % NaOH	0%	3
Penetration av vätskor – o-xylen	0%	3
Penetration av vätskor – butan-1-ol	0%	3
Inläckage av aerosoler med fina partiklar ¹	Pass	Ej relevant
Motstånd mot penetration av spray (sprayprovning) ¹	Pass	Ej relevant
Sömstyrka ²	70 N	2
Elektrostatisk urladdning, halveringstid, t ₅₀ (sek.)	0.07	GODKÄND

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed.

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

	STORLEK	BioClean-D Sterile Anti-Static Kit	BioClean-D Sterile Anti-Static Kit
S-BDKM	BEST.NR	S, M, L, XL, 2XL	3XL, 4XL

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansells Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansells Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansells Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinamerika och Karibien

Ansells Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansells Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansells Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarder för prestanda och regelefterlevnad



Ansells, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansells Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansells Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts här av Ansells eller å Ansells vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansells-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansells ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

Se produktvalideringspaketet eller kontakta Ansells kundtjänst för att få specifika uppgifter om användning av skyddsplagg med cytotoxiska läkemedel. Plagg som används för skydd mot sådana läkemedel måste väljas specifikt för de aktuella kemikalierna.

