

ซับในทนการตัด

ซับในทนการบาดแบบไร้เชื้อ **BioClean** ผลิตจากเส้นใย **Dyneema® Diamond** ทนการตัดและป้องกันการบาดระหว่างการทำความสะอาดที่ต้องใช้แรง ผลิตมาเป็นพิเศษเพื่อให้มีความยืดหยุ่น ความสบาย และความกระชับมากที่สุด โดยสามารถป้องกันการบาดตามมาตรฐาน **ANSI ระดับ II** ซับในถุงมือทนการบาดรุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับสวมใส่คั่นระหว่างถุงมือสำหรับห้องปลอดเชื้อสองชั้น ช่วยป้องกันการบาดเมื่อต้องถือวัตถุแหลมคมหรือเครื่องมือทำความสะอาดที่มีความเสี่ยงต่อการถูกบาด

คำเตือน: ซับในไม่สามารถป้องกันการบาดได้โดยสมบูรณ์ ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อจับถือวัตถุมีคม

คุณสมบัติและคุณประโยชน์หลัก

- ทนต่อแรงตัดระดับ II
- ความคล่องแคล่ว ความสบาย และความกระชับระดับสูงสุด
- แนะนำให้สวมใส่คั่นระหว่างถุงมือสำหรับห้องปลอดเชื้อสองชั้น



อุตสาหกรรม

- สภาพแวดล้อมที่ควบคุมและสำคัญ
- ห้องปฏิบัติการและวิจัย
- การผลิตและการผลิต
- ห้องปฏิบัติการและการวิจัยและพัฒนา
- ฝ่ายแปรรูปแบบไร้เชื้อ



S-BCRL

ซับในเหนการตัด

เอกสารข้อมูลเชิงเทคนิค

	ข้อมูลผลิตภัณฑ์
สี	สีเหลือง, สีเขียว, สีส้ม, สีน้ำเงิน, สีแดง
รูปทรง	ถนัดทั้งสองมือ
การกำกับดูแล	ANSI การตัด A2, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, ISO 11137-1:2006, มาตรฐาน II
การบรรจุหีบห่อ	One pair per inner PE wallet; one wallet per sealed EasyTear PE pouch; 10 pouches per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (100 pairs).
ประเทศต้นทาง	ศรีลังกา
ขนาดที่มีจำหน่าย	XS, S, M, L, XL
วิธีการฆ่าเชื้อ	รังสีแกมมา (25 kGy)
ขนาดต่ำสุดสำหรับการฆ่าเชื้อ	25kGy
ระดับการรับประกันความปลอดภัย	10 ⁻⁶
คลาสดินรุ่ม	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
อายุการเก็บรักษา	ห้าปี (5) นับจากวันที่ผลิต



S-BCRL

ซับในหนการตัด

คุณสมบัติทางกายภาพ						วิธีการทดสอบ
ขนาด	XS	S	M	L	XL	EN 420
ความยาว (มม./นิ้ว)	XS-162/6.3, S-174/6.8, M-182/7.1, L-192/7.5, XL- 202/7.9					
ความกว้างของฝ่ามือ (mm/in)	70/2.7	72/2.8	75/2.9	79/3.1	85/3.3	

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

ขนาด	XS	S	M	L	XL
หมายเลขสั่งซื้อ	S-BCRL-5055	S-BCRL-6065	S-BCRL-7075	S-BCRL-8085	S-BCRL-9090

มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
Ansell Healthcare Europe NV
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Ansell Global Trading Center
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
Ansell Healthcare Products LLC
US โทร: +1 800 800 0444
US แฟกซ์: +1 800 800 0445
CA โทร: +1 800 363 8340

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย
Ansell Limited
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
โทร: +44 1638 663338
แฟกซ์: +44 1638 668890

Ansell, ® และ ™ คือเครื่องหมายการค้าของ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์.

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือสัญญาว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัดประสิทธิภาพใดๆ โดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับการวัดประสิทธิภาพใดๆ โดยเฉพาะ

