



BioClean-D™ Overboots - Sterile S- BDOB

ถุงหุ้มรองเท้าบูท - ปลอดเชื้อ

ถุงหุ้มรองเท้าบูทแบบใช้แล้วทิ้ง BioClean-D สำหรับใช้ครั้งเดียว ผลิตจากวัสดุ CleanTough ป้องกันไฟฟ้าสถิตและเป็นขุยน้อย มาพร้อมพื้นรองเท้ากันลื่น และเชือกผูกสำหรับการสวมใส่ที่ง่ายและรวดเร็ว

Key Features and Benefits

- วัสดุ CleanTough น้ำหนักเบาและมีขุยน้อย
- ช่องเปิดยางยืดเพื่อการสวมใส่ที่กระชับ
- เชือกผูกง่ายเพื่อให้ยึดกับขาได้อย่างมั่นคง
- พื้นรองเท้ากันลื่น



อุตสาหกรรม

- สภาพแวดล้อมที่ควบคุมและสำคัญ
- การผลิตและการผลิต
- การผลิตเภสัชภัณฑ์
- การผลิตด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
- การผลิตอุปกรณ์การแพทย์





BioClean-D™ Overboots - Sterile S-BDOB

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

วัสดุ	CleanTough™
มาตรฐานการตรวจสอบ	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
มาตรฐาน	ASTM F739, Partial Body Protection Only, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 14325, ISO 11137-1:2006, กลุ่ม III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
ภาพรวมบรรจุภัณฑ์	หนึ่งคู่ต่อถุง PE ชั้นในปิดผนึก ถุงชั้นใน 15 คู่ต่อถุง PE ชั้นนอกปิดผนึก ถุงชั้นนอกห้าถุงต่อสิ่งบรรจุ (75 คู่)
ประเทศต้นทาง	ศรีลังกา
วิธีการฆ่าเชื้อ	รังสีแกมมา (25 kGy)
ขนาดต่ำสุดสำหรับการฆ่าเชื้อ	25kGy
ระดับการรับประกันความปลอดภัย	10 ⁻⁶
คลาสของห้องปลอดเชื้อ	ISO คลาส 4 และ EU GMP เกรด A
อายุการเก็บรักษา	Three (3) years from date of manufacture.
การก่อสร้าง	Bound seams with single needle stitching

ผลการทดสอบการปล่อยฝุ่นอนุภาค

การทดสอบ	ผลลัพธ์
การปล่อยฝุ่นอนุภาค (การทดสอบ Helmke Drum)	≥ 0.5 ไมครอน (จำนวน/นาทีก) <260

ผลการทดสอบแบบวิธี ASTM F739-12

ยา	ค่ากลางของเวลาทะลุผ่าน (MBT), นาที Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 µg/cm ² /min
ซิสพลาติน	>240
คาร์บัสทีน	<6
ไซโคลฟอสฟาไมด์	217 (275,162,215)
ดอกโซรubicin ไฮโดรคลอไรด์	>240
5-ฟลูออโรยูราซิล	>240
เมทโทเทริกเซด	>240
อีโทพโพไซด์	>240
แพคลิแทกเซล	<10
ไทโอทีปา	30 (28,30,33)

ผลลัพธ์จากสภาวะการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุม โดยห้องปฏิบัติการทดลองที่น่าเชื่อถือ

ตารางขนาด

อเนกประสงค์



BioClean-D™ Overboots - Sterile S- BDOB

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุ

การทดสอบ	ผลลัพธ์
การทนต่อแรงขีดข่วน	10 to 100 cycles
ความทนต่อการแตกเมื่องอ	5,000 to 15,000 cycles
ความทนต่อการเจาะ	8 N
ความทนต่อแรงฉีกขาดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตามแนวขวางเครื่องจักร (CD)	CD 29.3 N
ความทนต่อแรงฉีกขาดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตามแนวเครื่องจักร (MD)	MD 55.5 N
ความทนแรงดึงตามแนวขวางเครื่องจักร (CD)	CD 48 N
ความทนต่อแรงดึงตามแนวเครื่องจักร (MD)	MD 97 N
การไล่ของเหลว – 30% H ₂ SO ₄	96.3%
การไล่ของเหลว – 10% NaOH	97.6%
การไล่ของเหลว – ออกซิเจน	95.7%
ไล่ของเหลว - บิวทาน-1-อล	96.6%
การซึมผ่านโดยของเหลว – 30% H ₂ SO ₄	0%
การซึมผ่านโดยของเหลว – 10% NaOH	0%
การซึมผ่านโดยของเหลว – ออกซิเจน	0%
การซึมผ่านโดยของเหลว - บิวทาน-1-อล	0%
ความทนที่ตะเข็บ ²	70 N
ระยะเวลาสลายตัวของประจุไฟฟ้าสถิต, t ₅₀ (วินาที)	0.07

1. Seam not destroyed

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

	ขนาด	อเนกประสงค์
S-BDOB	หมายเลขสั่งซื้อซ้ำ	S-BDOB

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
63000 Cyberjaya
Selangor, Malaysia
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133


ออสเตรเลีย

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

รัสเซีย

Ahcenn PYC
123610 Poccnr, Mockba
Kpachonpechehckar
Ha6. 12, n.3, op. 1304A
Ten. +7 495 258 13 16

มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ



Ansell, ® และ "™" คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

โปรดดูชุดการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Ansell เพื่อขอข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการใช้ชุดป้องกันกันยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ ชุดที่ใช้ป้องกันยาต่าง ๆ แล้วต้องคัดลอกมาเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับชนิดของสารเคมีที่ใช้

