

ถุงมือนีโอพรีนแบบปราศจากเชื้อชนิดใช้แล้วทิ้ง ทำให้แน่ใจว่าความ เสี่ยงที่จะเกิดปฏิกิริยาการแพ้ลดลงในขณะที่ให้การป้องกันมือที่ ทนทาน

- **มั่นใจได้ในความสะอาด:** ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้ง DermaShield™ 73-721 ออกแบบมาให้ใช้งานได้กับสภาพแวดล้อมห้องปลอดเชื้อระดับ Class 100 (ISO 5)
- **ลดความเสี่ยงต่อการแพ้:** ถุงมือที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อเหล่านี้ ปราศจากโปรตีนจากนํายางและสารเร่งปฏิกิริยาทางเคมีที่ทราบกันว่าก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง จึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดปฏิกิริยาแพ้ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 4 ได้
- **เพิ่มความทนทาน:** สูตรนีโอพรีนที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้ถุงมือป้องกันสำหรับห้องปลอดเชื้อเหล่านี้มีความทนทานและทนต่อการฉีกและการกระเด็นของสารเคมี
- **คุณสมบัติเพิ่มเติม:** นอกจากนี้ยังมาพร้อมขอบแบบมีลูกบิดพร้อมเทคโนโลยี SUREFIT™ ช่วยให้กระชับและมั่นคงยิ่งขึ้น ป้องกันขอบแบบเลื่อนลง



คุณสมบัติและคุณประโยชน์หลัก

- **ความสะอาดที่วางใจได้:** สามารถใช้กับห้องปลอดเชื้อคลาส 100 (ISO 5)
- **การออกแบบโดยไม่ใช้ยางลาเท็กซ์และปลอดสารเร่งปฏิกิริยาเคมี:** ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและอาการแพ้ต่ำ
- **สูตรนีโอพรีนที่แข็งแกร่ง:** การปกป้องจากการกระเด็นของสารเคมีและให้ความทนทาน

อุตสาหกรรม

- การผลิตด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
- การผลิตอุปกรณ์การแพทย์
- การวิจัยและพัฒนาในห้องปฏิบัติการ
- สภาพแวดล้อมที่ควบคุมและสำคัญ
- การผลิตและการผลิต

แนะนำสำหรับ

- การทำความสะอาดและจัดเตรียมห้องปลอดเชื้อ
- การส่งของเหลว
- การสุ่มตัวอย่างและประมวลผล

เอกสารข้อมูลเชิงเทคนิค

	ข้อมูลผลิตภัณฑ์
วัสดุ	นีโอพรีน (โพลีคลอโรพรีน)
สี	สีเขียว
รูปทรง	รับกับสรีระของมือ มาพร้อมกับนิ้วโค้ง
ข้อต่อ	แบบขอบม้วนด้วยเทคโนโลยี SUREFIT™
มาตรฐานการผลิต/การตรวจสอบ QMS	ISO 9001:2015
การกำกับดูแล	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, โปรดปรึกษา IFU, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, UKCA
การบรรจุหีบห่อ	ถุงมือสำหรับมือซ้ายและขวา 20 ชิ้น /บรรจุแยกกันในถุงโพลีที่เปิดง่าย ถุงโพลี 1 ถุงต่อถุงโพลีฟีนอกซียูเรทา ถุงโพลี 2 ถุงต่อถุงใหญ่ฟีนอกซียูเรทา ถุงใหญ่ 5 ถุงต่อถุงบุ้ง ถุงมือ 200 คู่ต่อลัง/กล่อง
ขนาดที่มีจำหน่าย	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
พื้นผิวถุงมือภายนอก	เรียบ
Internal Glove Surface	เคลือบโพลีเมอร์ด้วยเทคโนโลยี DERMASHIELD™
คลาสสิเคชั่น	ISO คลาส 5
อายุการเก็บรักษา	5 Years
ผ่านการทดสอบมาตรฐานสำหรับใช้กับยาเคมีบำบัด	ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D6978 (ไม่ระบุรายการใน US FDA 510k)
ระดับโปรตีน	ไม่ระบุ: ไม่มียางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
ไม่ก่อไฟฟ้าสถิต	ไม่

DermaShield™

73-721

ถุงมือไนโอพรีนไร้เชื้อแบบใช้แล้วทิ้งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้
น้อย

คุณสมบัติทางกายภาพ		วิธีการทดสอบ
ความยาว (มม./นิ้ว)	300 / 12	EN 420/ASTM D3767
การปราศจากรู	0.65 AQL	EN 455-1/ASTM D3577
จำนวนอนุภาคทั่วไป ≥ 0.5 ไมโครเมตร (จำนวน / ตร.ซม.)	< 1500	IEST-RP-CC005.4
Force at Break (N) Before Aging	9	EN 455-2
แรง ณ จุดขาด (นิวตัน) ระหว่างการบ่มแรง	9	EN 455-2

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

ขนาด	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
หมายเลขสั่งซื้อ ซ้ำ	73721060	73721065	73721070	73721075	73721080	73721085	73721090

มาตรฐานประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ



หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
Ansell Healthcare Europe NV
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Ansell Global Trading Center
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
Ansell Healthcare Products LLC
US โทร: +1 800 800 0444
US แฟกซ์: +1 800 800 0445
CA โทร: +1 800 363 8340

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย
Ansell Limited
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
โทร: +44 1638 663338
แฟกซ์: +44 1638 668890

เทคโนโลยี

A.R.T.
Pinhole Barrier Technology
SUREFIT™
Cuff Roll-down Technology

DERMASHIELD™
Donning Aid Technology

Ansell, © และ ™ คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือสัญญาว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัดประสิทธิภาพใด โดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของถุงมือที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับการวัดประสิทธิภาพใด ๆ โดยเฉพาะ

Ansell