

GAMMEX® Latex

ถุงมือผ่าตัด

ถุงมือศัลยกรรม Latex ชนิดไม่มีแป้ง ให้การผสมผสานกันที่เหนือกว่าระหว่าง ความสบาย การป้องกัน และความไวสัมผัส

คุณสมบัติและประโยชน์สำคัญ

- สูตรผสมของถุงมือที่มีกรรมสิทธิ์ ให้ถุงมือศัลยกรรมที่นุ่มและไวสัมผัสแต่ก็แข็งแรงทนทาน
- ทำจากแบบมือตามกายวิภาคของมนุษย์ของ Ansell ที่ไม่เหมือนกับถุงมือของผู้อื่น เพื่อเพิ่มความสบายและความกระชับในการสวมใส่ และลดความเมื่อยล้าของมือ
- ส่วนปลายนิ้วตามรูปทรงนิ้วเพื่อเพิ่มความไวสัมผัสบริเวณปลายนิ้ว
- กระบวนการทำความสะอาดเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่ามีโปรตีนของ Latex และสารเร่งปฏิกิริยาเคมีหลงเหลืออยู่น้อย เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอาการแพ้ทางธรรมชาติ ประเภท I และอาการแพ้สารเคมี ประเภท IV และภาวะผิวหนังไวต่อสิ่งกระตุ้น
- ได้รับการทดสอบมาเพื่อการใช้งานร่วมกับยาเคมีบำบัดและสารเคมีหลากหลายชนิดที่ใช้ในโรงพยาบาล*

ข้อควรระวัง: ยังไม่มีการทดสอบว่าผู้ที่ไวต่ออาการแพ้ทางธรรมชาติจะสามารถใช้ถุงมือนี้ได้อย่างปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยยางธรรมชาติ Latex ซึ่งอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ได้

*ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Ansell เพื่อดูข้อมูลระยะเวลาการซึมผ่านของยาเคมีบำบัดที่เฉพาะเจาะจงและคำแนะนำ

แนะนำสำหรับ

- การสวมถุงมือแบบเบี่ยง
- ความสบายเป็นพิเศษระหว่างขั้นตอนที่ใช้เวลานาน
- อนุมัติให้ใช้สำหรับงานยาเคมีบำบัด
- ใช้เป็นถุงมือชั้นนอกเมื่อสวมถุงมือซ้อน

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

 **A.R.T.**
Pinhole Barrier Technology

 **ERGOFORM**
Ergonomic Design Technology

 **DERMASHIELD**
Donning Aid Technology



GAMMEX® นวัตกรรมแห่งการปกป้อง

ถุงมือผ่าตัด GAMMEX® ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานกลุ่มแพทย์ผ่าตัดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยสูตรเฉพาะและเทคโนโลยีล้ำสมัย ความสบายที่เหมาะสม และการปกป้องที่เหนือชั้น บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกจึงไว้วางใจให้เราปกป้องมือของพวกเขา

GAMMEX[®] Latex

ถุงมือผ่าตัด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

วัสดุ	ยางธรรมชาติ
ส่วนผสมที่เป็นผง	ไร้ผงแป้ง
สี	ธรรมชาติ
ความหนา	มาตรฐาน
สไตลซ์ข้อมือ	แบบตรงด้วยเทคโนโลยี SUREFIT™
พื้นผิวถุงมือภายนอก	ผิวเรียบด้วยผิวไมโครเท็กซ์เจอร์
พื้นผิวถุงมือภายใน	เคลือบโพลีเมอร์ด้วยเทคโนโลยี DERMASHIELD™
การป้องกันภูมิแพ้	ไม่มี
ระดับการยึดจับ	ปานกลาง
คำแนะนำเกี่ยวกับการสวมถุงมือสองชั้น	ถุงมือชั้นนอก
ผ่านการทดลองให้ใช้สำหรับงานยาเคมีบำบัด	ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D6978 (ไม่ระบุรายการใน US FDA 510k)
เป็นอิสระจากหลุม (ระดับการตรวจสอบ I)	0.65 AQL
ปลอดเชื้อ	ใช่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
มาตรฐานด้านคุณภาพ / สิ่งแวดล้อม	EN 556, ISO 11137-ส่วนที่ 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
การบรรจุหีบห่อ	
อายุการเก็บรักษา	3 ปี
คำแนะนำในการจัดเก็บ	เก็บให้ห่างจากแสงแดดส่องโดยตรง เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น เก็บให้ห่างจากแหล่งโอโซนหรือแหล่งติดไฟ
สารเคมีเร่งปฏิกิริยาให้ยางคงรูป	แซนโทเจน โพลีซัลไฟด์, โซเดียม ได-เอ็น-บิวทิลไดโรโอคาร์บาเมต (SDBC), ซิงค์ ไดเอทิลไดโรโอคาร์บาเมต (ZDEC)

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

ขนาด	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5
รหัสผลิตภัณฑ์	330048055	330048060	330048065	330048070	330048075	330048080	330048085	330048090	330048095

ติดต่อตัวแทน Ansell เพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา โทร: 800 952 9916
แคนาดา โทร: 1-844-494-7854
อีเมล: insidesalesus@ansell.com
Sandel สหรัฐอเมริกา โทร: 866 764 3327
Sandel อีเมล: sandel-cs@ansell.com

อเมริกากลางและอเมริกาใต้
โทร: +52(442) 296 20 50
อีเมล: cs@ansell.com
บราซิล
โทร: +55-11-3356-3100
อีเมล: luvas.medicas@ansell.com

ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
โทรศัพท์: +32 (0) 2 528 74 00
อีเมล: info@ansell.eu

เอเชียแปซิฟิก
โทร: +603 8310 6688
อีเมล: apac.medical@ansell.com

อินเดีย
โทร: +91 22 38124500
อีเมล: info.india@ansell.com
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
โทร: +61 3 9270 7270
อีเมล: protection@ap.ansell.com
จีน
โทร: +86(21) 3827 5005
อีเมล: infochina@ansell.com