

Kolluk Kılıfları - Non-steril

Konfor, koruma ve hızlı ve basit giyme özelliği sunan tek kullanımlık BioClean-D Steril Kullan-At Kolluk Kılıfları, sıkıca oturması için elastik açıklıklar içeren, antistatik, hafif, düşük hav bırakan CleanTough malzemeden üretilmiştir.

Spesifik kemoterapi ilaç nüfuz etme süreleri ve tavsiyeler için lütfen Ansell Müşteri Hizmetlerine başvurunuz.

Key Features and Benefits

- Ekstra uzun boy 500mm
- Mükemmel ESD Özellikleri
- Hafiftir ve düşük hav bırakır



Sektörler

- Kontrollü/Kritik Ortamlar
- Üretim ve İmalat
- Farmasötik Üretim
- Biyoteknolojik Üretim
- Medikal Cihaz İmalatı





BioClean-D Kolluk Kılıfları BDSC-L

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Malzeme	CleanTough™
Denetim Standartları	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standartlar	ASTM F739, Partial Body Protection Only, CE 0598, EN 1149-5:2008, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 19935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 14325, Kategori III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
Ambalaja Genel Bakış	Her kapalı iç PE torbada 30 adet; her kapalı dış PE torbada bir iç torba; her astarlı kolide altı dış torba (180 adet)
Menşei Ülke	Çin
Temiz Oda Sınıfı	Sınıf 10/ISO 4
Raf Ömrü	Five (5) years from date of manufacture.
İnşaat	Bound seams with single needle stitching
Karakteristikler	BioC CleTo mat is suitable for use in a clean environment

PARTİKÜL DÖKME TESTİ SONUÇLARI

TEST	SONUÇ
Partikül Dökme (Helmke Tambur Testi)	≥ 0,5Qm (adet/dak) <260

ASTM F739-12 TEST METODU SONUÇLARI

İLAÇ	Ortalama Geçirgenlik Süresi (MBT), Dakika Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
SISPLATİN	>240
KARMUSTİN	<6
SIKLOFOSFAMİT	217 (275,162,215)
DOKSORUBİSİN HİDROKLORÜR	>240
5-FLUOROURACİL	>240
METOTREKSAT	>240
ETOPOSİD	>240
PAKLİTAKSEL	<10
THİOTEPA	30 (28,30,33)

Akredite edilmiş harici test laboratuvarı tarafından, kontrollü laboratuvar koşullarında elde edilen sonuçlar.

BOY TABLOSU

Genel



BioClean-D Kolluk Kılıfları BDSC-L

MALZEME PERFORMANSI TESTİ SONUÇLARI

TEST	SONUÇ	PERFORMANS SINIFI
Aşınma Direnci	10 to 100 cycles	1
Bükülme Çatlama Direnci	5,000 to 15,000 cycles	3
Delinme Direnci	8 N	1
Trapezoid Yırtılma Direnci Çapraz Yön (ÇY)	CD 29.3 N	2
Trapezoid Yırtılma Direnci Makina Yönü (MY)	MD 55.5 N	3
Çekme Dayanımı Çapraz Yön (ÇY)	CD 48 N	1
Çekme Dayanımı Makina Yönü (MY)	MD 97 N	2
Sıvı Tutmama - %30 H ₂ SO ₄	96.3%	3
Sıvı İtme - %10 NaOH	97.6%	3
Sıvı Tutmama - O-Ksilen	95.7%	2
Sıvı İtme - Butan-1-ol	96.6%	3
Sıvı Nüfuziyeti - %30 H ₂ SO ₄	0%	3
Sıvı Nüfuziyeti - %10 NaOH	0%	3
Sıvı Nüfuziyeti - O-Ksilen	0%	3
Sıvı Nüfuziyeti - Butan-1-ol	0%	3
Dikiş Dayanımı	70 N	2
Elektrostatik Yük Yarım Bozunma Süresi, t ₅₀ (sn)	0.07	BAŞARILI

1. Seam not destroyed

Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk



CE 0598



TYPE PB [6] TYPE PB [6]

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Sitotoksik ilaçlarla giysilerin kullanımı hakkında spesifik veriler için lütfen ürün doğrulama paketine bakınız veya Ansell müşteri hizmetleriyle iletişime geçiniz. Bu tür ilaçlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılan giysilerin, kullanılan kimyasalların türü için özel olarak seçilmesi şarttır.

Ansell