

Yakalı Tulum - Steril

BioClean-D Yakalı Tulum, güvenli bir tutuş sağlamak için koruyucu flap'li bir ön fermuar, elastik sırt, manşet ve ayak bilekleri ve başparmak halkaları içerir. Antistatik, hafif, düşük hav bırakan CleanTough malzeme, konfor ve bir dizi kimyasallardan koruma sağlar.

Spesifik kemoterapi ilaç nüfuz etme süreleri ve tavsiyeler için lütfen Ansell Müşteri Hizmetlerine başvurunuz.

Key Features and Benefits

- Antistatik hafif düşük hav bırakan CleanTough malzeme
- Güvenli bir tutuş için başparmak halkaları
- Kapatılabilir kapaklı fermuar
- Elastik sırt, manşetler ve ayak bilekleri

Sektörler

- Kontrollü/Kritik Ortamlar
- Üretim ve İmalat
- Farmasötik Üretim
- Biyoteknolojik Üretim
- Medikal Cihaz İmalatı





BioClean-D Yakalı Steril Tulum S-BDCCT

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Malzeme	CleanTough™
Denetim Standartları	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Standartlar	EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, ISO 16602:2007 + A1:2012, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 14325, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, EN 7854, EN 13934-1, EN 6530, EN 1149-5:2018, Kategori III, CE 0598
Ambalaja Genel Bakış	Her kapalı iç PE torbada bir adet; her kapalı dış PE torbada bir iç torba; Her astarlı kolide 20 dış torba (20 adet). Lütfen dikkat: XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL, ve 7XL bedenler koli başına 15 adettir ve minimum sipariş miktarı ve teslim süresine tabidir
Menşei Ülke	Çin
Raf Ömrü	Three (3) years from date of manufacture.
İnşaat	Bound seams with single needle stitching

PARTİKÜL DÖKME TESTİ SONUÇLARI

TEST	SONUÇ
Partikül Dökme (Helmke Tambur Testi)	≥ 0,5Qm (adet/dak) <2000

ASTM F739-12 TEST METODU SONUÇLARI

İLAC	Ortalama Geçirgenlik Süresi (MBT), Dakika Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
SISPLATIN	>240
KARMUSTIN	<6
SIKLOFOSFAMIT	217 (275,162,215)
DOKSORUBISIN HIDROKLORÜR	>240
5-FLUOROURACİL	>240
METOTREKSAT	>240
ETOPOSID	>240
PAKLITAKSEL	<10
THIOTEPA	30 (28,30,33)

Akredite edilmiş harici test laboratuvarı tarafından, kontrollü laboratuvar koşullarında elde edilen sonuçlar.

BOY TABLOSU

S-BDCCT-S; Beden: S, Göğüs: 84-92cm (33"-36"), Boy: 164-170cm (5'4"-5'6")
S-BDCCT-M; Beden: M, Göğüs: 92-100cm (36"-39"), Boy: 170-176cm (5'6"-5'9")
S-BDCCT-L; Beden: L, Göğüs: 100-108cm (39"-42"), Boy: 176-182cm (5'9"-6'0")
S-BDCCT-XL; Beden: XL, Göğüs: 108-116cm (42"-45"), Boy: 182-188cm (6'0"-6'2")
S-BDCCT-XXL; Beden: XXL, Göğüs: 116-124cm (45"-48"), Boy: 188-194cm (6'2"-6'4")
S-BDCCT-XXXL; Beden: XXXL, Göğüs: 124-132cm (48"-51"), Boy: 194-200cm (6'4"-6'6")
S-BDCCT-XXXXL; Beden: XXXXL, Göğüs: 132-140cm (51"-54"), Boy: 200-206cm (6'6"-6'8")
S-BDCCT-5XL; Beden: 5XL, Göğüs: 140-148cm (54"-57"), Boy: 206-212cm (6'8"-6'10")
S-BDCCT-6XL; Beden: 6XL, Göğüs: 148-156cm (58"-61"), Boy: 212-218cm (6'10"-6'12")
S-BDCCT-7XL; Beden: 7XL, Göğüs: 156-164cm (61"-64"), Boy: 218-224cm (7'1"-7'3")



BioClean-D Yakalı Steril Tulum S-BDCCT

MALZEME PERFORMANSI TESTİ SONUÇLARI

TEST	SONUÇ	PERFORMANS SINIFI
Aşınma Direnci	10 to 100 cycles	1
Bükülme Çatlama Direnci	5,000 to 15,000 cycles	3
Delinme Direnci	8 N	1
Trapezoid Yırtılma Direnci Çapraz Yön (ÇY)	CD 29.3 N	2
Trapezoid Yırtılma Direnci Makina Yönü (MY)	MD 55.5 N	3
Çekme Dayanımı Çapraz Yön (ÇY)	CD 48 N	1
Çekme Dayanımı Makina Yönü (MY)	MD 97 N	2
Sıvı Tutmama - %30 H ₂ SO ₄	96.3%	3
Sıvı İtme - %10 NaOH	97.6%	3
Sıvı Tutmama - O-Ksilen	95.7%	2
Sıvı İtme - Butan-1-ol	96.6%	3
Sıvı Nüfuziyeti - %30 H ₂ SO ₄	0%	3
Sıvı Nüfuziyeti - %10 NaOH	0%	3
Sıvı Nüfuziyeti - O-Ksilen	0%	3
Sıvı Nüfuziyeti - Butan-1-ol	0%	3
İnce partikül aerosollerinin içeri doğru kaçakları ¹	Pass	YOK
Spreyle penetrasyona direnç (Sprey Testi) ¹	Pass	YOK
Dikiş Dayanımı ²	70 N	2
Elektrostatik Yük Yarım Bozunma Süresi, t ₅₀ (sn)	0.07	BAŞARILI

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed

SİPARİŞ BİLGİLERİ

	BOY	BioClean-D Yakalı Steril Tulum	BioClean-D Yakalı Steril Tulum
S-BDCCT	YENİDEN SİPARİŞ NO.	S-BDCCT-S, S-BDCCT-M, S-BDCCT-L, S-BDCCT-XL, S-BDCCT-XXL	S-BDCCT-XXXL, S-BDCCT-XXXXL, S-BDCCT-5XL, S-BDCCT-6XL, S-BDCCT-7XL

Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk



CE 0598

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Sitotoksik ilaçlarla giysilerin kullanımı hakkında spesifik veriler için lütfen ürün doğrulama paketine bakınız veya Ansell müşteri hizmetleriyle iletişime geçiniz. Bu tür ilaçlara karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılan giysilerin, kullanılan kimyasalların türü için özel olarak seçilmesi şarttır.

