

GAMMEX® Latex Glove-in-Glove™ System

C E R R A H İ E L D İ V E N L E R

Tek seferde iki kat eldiven giyilmesini kolaylaştıran, iki eldiven önceden iç içe geçirilmiş bulunan lateks, çift kat eldiven kullanımı sistemi

BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI:

- Önceden içi içe geçirilmiş eldivenler, giyme süresinin yarı yarıya kısılmasını sağlar
- %50 daha az iç ambalaj malzemesi, çevre üzerindeki etkisinin azaltılmasına yardımcı olur
- Dış ve iç eldivenler, takma sonrasında ayar gereksinimini en aza indirmek için parmak uçlarına hizalanmıştır
- Dış eldivenin kolayca çıkarılabilmesi, intraoperatif eldiven değiştirmelerini kolaylaştırır
- Kullanıcı konforu için hem dış hem de iç eldivenler aynı boyuttur

UYARI: Bu eldivenlerin lateks duyarlılığı olan bireyler tarafından güvenli şekilde kullanılabilirliği ortaya konmuş değildir. Bu ürün, alerjik reaksiyonlara neden olabilen doğal kauçuk lateks içermektedir.



Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Tüm ameliyatlar, özellikle yüksek riskli ortopedi, travma ve kardiyak prosedürleri
- Eldiven zedelenmelerinin kolayca belirlenmesi

ÖNE ÇIKAN TEKNOLOJİLER

A.R.T™
Pinhole Barrier Technology

HYDRASOFT™
Skin Moisturizing Technology

DERMASHIELD™
Donning Aid Technology



GAMMEX® Koruyan Yenilik

Yenilikçilikten yola çıkarak GAMMEX® cerrahi eldivenleri, cerrahi topluluğun gelişen kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Eşsiz formülasyonlar ve en son teknolojiler, ergonomik rahatlık ve üstün koruma özellikleri ile dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanları ellerine güveniyor.

GAMMEX® Latex Glove-in-Glove™ System

CERRAHİ ELDİVENLER

ÜRÜN BİLGİLERİ

Malzeme	Doğal Kauçuk Lateks
Pudra İçeriği	Pudrasız
Renk	Doğal, Yeşil
Kalınlık	Standart
Manşet Stili	Kıvrımlı ve SureFit Technology
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu Parmaklar ve Avuççi
Eldiven İç Yüzeyi	HydraSoft Teknolojisiyle Kaplanmıştır
Alerji Önleme	Yok
Kavrama Düzeyi	Yüksek
Kemoterapi İlaçlarıyla Kullanım İçin Test Edilmiştir	Evet, ASTM D6978 uyarınca gerçekleştirilmiştir, ABD FDA 510k'da listelenmemiştir
Deliklerden Özgürlük (Muayene seviyesi I)	0.65 AQL
Steril	Evet
Ürün Standartları	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Kalite / Çevre Standartları	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Ambalajlama	Her poşta 2 çift; Her kutuda 50 çift (25 poş); Her karton/kolide 4 kutu; Her koli/çantada 200 çift (100 poş)
Raf Ömrü	3 yıl
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	Çinko Dietilditiyokarbamat (ZDEC), Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC)

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ürün Kodu	330083055	330083060	330083065	330083070	330083075	330083080	330083085	330083090

Sipariş vermek veya daha ayrıntılı bilgi edinmek için Ansell temsilcinizle görüşünüz.

Kuzey Amerika
ABD Tel: 800 952 9916
KA Tel: 1-844-494-7854
E-posta: insidesalesus@ansell.com
Sandel ABD Tel: 866 764 3327
Sandel E-posta: sandel-cs@ansell.com

Orta ve Güney Amerika
Tel: +52(442) 296 20 50
E-posta: cslac@ansell.com
Brezilya
Tel: +55-11-3356-3100
E-posta: luvas.medicas@ansell.com

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-posta: info@ansell.eu

Asya Pasifik
Tel: +603 8310 6688
E-posta: apac.medical@ansell.com

Hindistan
Tel: +91 22 38124500
E-posta: info.india@ansell.com
Avustralya ve Yeni Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
E-posta: protection@ap.ansell.com
Çin
Tel: +86(21) 3827 5005
E-posta: infochina@ansell.com