


TROUVER LA TAILLE DE GANT ADAPTÉE

MÉTHODE 1 - CIRCONFÉRENCE

Le choix de la taille de gant est un facteur clé de confort. La meilleure façon de déterminer la taille appropriée du gant consiste à utiliser un mètre ruban pour mesurer la circonférence de la paume au point le plus large (exprimée en millimètres). Étudiez le tableau ci-dessous en fonction de la valeur obtenue. La plupart des gants ayant un poignet tricot utilisent un code couleur qui permet d'en identifier la taille, comme indiqué ci-dessous.



	Taille	Circonférence de la main	Couleur de la manchette du gant
XXS	5	137 mm	Rose
XS	6	152 mm	Violet
S	7	178 mm	Rouge
M	8	203 mm	Jaune
L	9	229 mm	Marron
XL	10	254 mm	Noir
XXL	11	279 mm	Bleu clair
XXXL	12	295 mm	Vert

Remarque: Ce tableau est fourni à titre de référence uniquement.

MÉTHODE 2 - VÉRIFIER LA TAILLE DES GANTS

Posez votre main droite, paume vers le bas, sur le dessin en serrant les doigts. Votre index doit être aligné avec la ligne bleue (sans se trouver dessus), et le creux entre le pouce et l'index doit être positionné conformément à l'illustration de la main.

La taille est déterminée par la largeur de votre main. Notez votre taille en vous référant aux lignes de couleur.

Mode d'emploi:
à imprimer en format A4 (100%)

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles TM et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales.
© 2019 Ansell Limited. Tous droits réservés.

