

# MEDI-GRIP® Latex Standard

GANTS CHIRURGICAUX

## Gants chirurgicaux en latex non poudrés, offrant un confort et une protection fiables

- **Confort et dextérité fiables** : La formulation en latex souple et l'épaisseur optimisée de ces gants chirurgicaux en latex garantissent au personnel chirurgical la protection des mains, le confort et la dextérité dont il a besoin lors des interventions quotidiennes.
- **Performance ergonomique** : Les formes anatomiques exclusives d'Ansell sont conçues pour offrir au porteur un ajustement et une sensation excellents tout en réduisant au minimum la fatigue des mains.
- **Enfilage sans effort** : Les gants chirurgicaux non poudrés MEDI-GRIP™ Latex Standard sont dotés d'un revêtement polymère appliqué à l'intérieur du gant pour faciliter l'enfilage.
- **Manipulation sûre de la chimiothérapie** : Testés conformément à la norme ASTM D6978, ces gants chirurgicaux fiables peuvent être utilisés en toute sécurité avec une gamme de médicaments de chimiothérapie\*\*.

**ATTENTION** : La sécurité d'utilisation de ces gants par des personnes sensibilisées au latex n'a pas été établie. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.

\*\*Contacter le service clientèle d'Ansell pour connaître les temps de perméation et les recommandations spécifiques aux médicaments chimiothérapeutiques.

### Recommandé pour

- Procédures stériles au BO
- Utilisation comme gant externe dans les applications de double gantage
- Préhension améliorée en milieu humide

### TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



**MEDI-GRIP®**  
Protection de confiance au quotidien

Des solutions de confiance répondant aux besoins quotidiens en matière de protection, de confort et de sécurité des chirurgiens, du personnel infirmier au bloc opératoire et des techniciens en chirurgie à travers le monde.

# MEDI-GRIP® Latex Standard

GANTS CHIRURGICAUX

## INFORMATIONS DU PRODUIT

|                                                                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                                                 | Latex de caoutchouc naturel                                                                                                           |
| Couleur                                                                  | Naturel                                                                                                                               |
| Épaisseur                                                                | Standard                                                                                                                              |
| Modèle de manchette                                                      | Bord roulé                                                                                                                            |
| Surface externe du gant                                                  | Lisse avec finition micro-adhésivée                                                                                                   |
| Surface interne du gant                                                  | Enduction polymère                                                                                                                    |
| Prévention des allergies                                                 | Néant                                                                                                                                 |
| Niveau de préhension                                                     | Modéré                                                                                                                                |
| Recommandation de double gantage                                         | Gant externe                                                                                                                          |
| Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques | Oui, conformément à la norme ASTM D6978                                                                                               |
| Absence de trous (niveau d'inspection I)                                 | 0.65 AQL                                                                                                                              |
| Stérile                                                                  | Oui                                                                                                                                   |
| Normes du produit                                                        | ASTM D3577, CE 0493 (PPE) + CE 2797 (MD) , EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282 |
| Normes de qualité/environnementales                                      | EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001                                                                          |
| Conditionnement                                                          | 50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton                                                                     |
| Durée limite de stockage                                                 | 3 years                                                                                                                               |
| Consignes de conservation                                                | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.               |
| Accélérateurs chimiques de vulcanisation                                 | Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC), Dibutylthiocarbamate de zinc                                                                     |

## INFORMATIONS DE COMMANDE

| Taille       | 5.5       | 6         | 6.5       | 7         | 7.5       | 8         | 8.5       | 9         |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Code produit | 330200755 | 330200760 | 330200765 | 330200770 | 330200775 | 330200780 | 330200785 | 330200790 |

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

**Amérique du Nord**  
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916  
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854  
E-mail : insidesalesus@ansell.com  
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327  
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

**Amérique centrale et du Sud**  
Tél. : +52(442) 296 20 50  
E-mail : cslac@ansell.com  
**Brésil**  
Tél. : +55 11 3356 3100  
E-mail : luvras.medicas@ansell.com

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail : info@ansell.eu

**Asie-Pacifique**  
Tél. : + 603 8310 6688  
E-mail: apac.medical@ansell.com

**Inde**  
Tél. : +91 22 38124500  
E-mail : info.india@ansell.com  
**Australie et Nouvelle-Zélande**  
Tél. : + 61 3 9270 7270  
E-mail : protection@ap.ansell.com  
**Chine**  
Tél. : +86(21) 3827 5005  
E-mail : infochina@ansell.com