

# MICRO-TOUCH™ NITRAFREE™

S e n s i b i l i t é   t a c t i l e   é l e v é e

## Protection confortable et fiable des mains

- **Réduction du risque d'allergie** : Fabriqué sans accélérateurs chimiques à base de soufre, ce qui contribue à protéger les utilisateurs contre les allergies chimiques de type IV.
- **Tenue confortable** : ces gants d'examen médical en nitrile sont fabriqués à partir d'une formulation en nitrile durable et souple pour un confort accru.
- **Tactilité accrue** : Mince et léger pour garantir une excellente tactilité pendant le travail
- **Protection spécialisée** : Testé et approuvé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie\*.

\*voir l'emballage du produit pour plus de détails

## Recommandé pour

- Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques
- Protection contre les allergies au latex de Type I et minimisation des allergies aux produits chimiques de Type IV parmi les professionnels de santé ou les patients
- Examens d'un patient standard

## TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



## MICRO-TOUCH™ Protection quotidienne, en toutes circonstances

Les gants d'examen haut de gamme MICRO-TOUCH® sont pensés scientifiquement pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé et intègrent des caractéristiques de pointe : les technologies ergonomiques d'Ansell assurent un port confortable longue durée ; les propriétés de préhension humide préviennent les mauvaises manipulations ; et les films Micro-Thin assurent une sensibilité tactile maximale. Bien préparés et confortablement protégés grâce aux modèles polyvalents MICRO-TOUCH®, les professionnels de la santé sont en mesure de se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, ainsi que celles de leurs patients.

# MICRO-TOUCH™ NITRAFREE™

S e n s i b i l i t é   t a c t i l e   é l e v é e

## INFORMATIONS DU PRODUIT

|                                                                          |                                                                                |                                         |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                                                 | Nitrile                                                                        | Absence de caoutchouc naturel en latex  | Oui                                                                |
| Couleur                                                                  | Rose                                                                           | Modèle de manchette                     | Bord roulé                                                         |
| Longueur manchette                                                       | Standard                                                                       | Surface externe du gant                 | Doigts adhésifs                                                    |
| Absence de trous (niveau d'inspection I)                                 | 1.5 AQL                                                                        | Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil) | 0.12/5.5                                                           |
| Épaisseur paume (mm/mil)                                                 | 0.08/3.1                                                                       | Tailles disponibles                     | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10) |
| Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques | Oui, conformément à la norme ASTM D6978 avec approbation par la FDA américaine | Sans silicone                           | Non testé                                                          |
| Stérile                                                                  | Non                                                                            | Antistatique                            | Non testé                                                          |
| Recommandation de double gantage                                         | Oui, comme sous-gant                                                           | Longueur du gant (mm/in)                | 240 / 9.45                                                         |
| Segmentation des produits                                                | Sensibilité tactile élevée                                                     |                                         |                                                                    |

## INFORMATIONS DE COMMANDE

| Taille       | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Code produit | 6034510      | 6034511     | 6034512     | 6034513     | 6034514       |

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

|                           |                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditionnement           | 100 gants par boîte 10 boîtes par carton                                                                                |
| Durée limite de stockage  | 5 Years                                                                                                                 |
| Consignes de conservation | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition. |

## NORMES ET CERTIFICATIONS

ASTM D6319, Catégorie III, CE 0493, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-EU Homologués pour le contact alimentaire , ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, UKCA

## Accélérateurs chimiques de vulcanisation

|                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fabriqué sans accélérateurs                                                                                                                              |  |
| Un nombre limité d'utilisateurs peut présenter une sensibilité à ces substances, pouvant entraîner des réactions cutanées irritatives et/ou allergiques. |  |

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

**Amérique du Nord**  
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916  
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854  
E-mail :  
insidesalesus@ansell.com

**Amérique du Sud et Caraïbes**  
Tél. : +52(442) 296 20 50  
E-mail : cslac@ansell.com  
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100  
E-mail (Brésil) :  
luvas.medicas@ansell.com

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail : info@ansell.eu

**Asie-Pacifique**  
Tél. : + 603 8310 6688  
E-mail:  
apac.medical@ansell.com

**Australie et Nouvelle-Zélande**  
Tél. : + 61 3 9270 7270  
E-mail :  
protection@ap.ansell.com