

# MICRO-TOUCH™ Nitrile (White)

C o n c e p t i o n   f i n e

## Gant d'examen médical en nitrile blanc avec bouts des doigts texturés

- **Tactilité accrue** : Grâce à sa légèreté, ce gant offre une tactilité et une dextérité accrues.
- **Réduction du risque d'allergie** : Le matériau nitrile prévient les allergies de type I (latex)
- **Emballage intelligent** : l'emballage de 150 pièces réduit les déchets
- **Prise en main sûre** : le bout des doigts texturé assure une manipulation sûre des instruments médicaux.
- **Facilité d'enfilage et de retrait** : Le revêtement intérieur en polymère réduit les frottements pour faciliter l'habillage et le déshabillage.
- **Protection spécialisée** : Testé et approuvé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie\*.




\*voir l'emballage du produit pour plus de détails

### Recommandé pour

- Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques
- Procédures d'examen standard et à risque modéré
- Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients
- Sites respectueux de l'environnement

### TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



### MICRO-TOUCH™ Protection quotidienne, en toutes circonstances

Les gants d'examen haut de gamme MICRO-TOUCH® sont pensés scientifiquement pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé et intègrent des caractéristiques de pointe : les technologies ergonomiques d'Ansell assurent un port confortable longue durée ; les propriétés de préhension humide préviennent les mauvaises manipulations ; et les films Micro-Thin assurent une sensibilité tactile maximale. Bien préparés et confortablement protégés grâce aux modèles polyvalents MICRO-TOUCH®, les professionnels de la santé sont en mesure de se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, ainsi que celles de leurs patients.

# MICRO-TOUCH™ Nitrile (White)

C o n c e p t i o n   f i n e

## INFORMATIONS DU PRODUIT

|                                          |                                                                    |                                                                          |                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                 | Nitrile                                                            | Absence de caoutchouc naturel en latex                                   | Oui                                                                                                          |
| Couleur                                  | Blanc                                                              | Modèle de manchette                                                      | Bord roulé                                                                                                   |
| Longueur manchette                       | Standard                                                           | Surface externe du gant                                                  | Doigts adhésifs                                                                                              |
| Absence de trous (niveau d'inspection I) | 1.5 AQL                                                            | Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)                                  | 0.11/4.3                                                                                                     |
| Épaisseur paume (mm/mil)                 | 0.07/2.8                                                           | Prévention des allergies                                                 | Latex (Type I)                                                                                               |
| Tailles disponibles                      | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10) | Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques | Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine) |
| Sans silicone                            | Non                                                                | Stérile                                                                  | Non                                                                                                          |
| Antistatique                             | Non testé                                                          | Longueur du gant (mm/in)                                                 | 240 / 9.45                                                                                                   |
| Segmentation des produits                | Conception fine                                                    |                                                                          |                                                                                                              |

## INFORMATIONS DE COMMANDE

| Taille       | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Code produit | 700151       | 700152      | 700153      | 700154      |

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

|                           |                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditionnement           | 150 gants par distributeur 10 distributeurs par caisse 1500 gants par caisse *120 gants par distributeur (Taille XL) * 1200 gants par caisse (Taille XL) |
| Durée limite de stockage  | 5 Years                                                                                                                                                  |
| Consignes de conservation | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.                                  |

## NORMES ET CERTIFICATIONS

ASTM D6319, CE 0493, Catégorie III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 1-4, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-EU Homologués pour le contact alimentaire, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Type alimentaire: Caoutchouc, UKCA

## Accélérateurs chimiques de vulcanisation

|                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dibutylthiocarbamate de zinc                                                                                                                             |  |
| Un nombre limité d'utilisateurs peut présenter une sensibilité à ces substances, pouvant entraîner des réactions cutanées irritatives et/ou allergiques. |  |

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

**Amérique du Nord**  
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916  
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854  
E-mail :  
insidesalesus@ansell.com

**Amérique du Sud et Caraïbes**  
Tél. : +52(442) 296 20 50  
E-mail : cslac@ansell.com  
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100  
E-mail (Brésil) :  
luvas.medicas@ansell.com

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail : info@ansell.eu

**Asie-Pacifique**  
Tél. : + 603 8310 6688  
E-mail:  
apac.medical@ansell.com

**Australie et Nouvelle-Zélande**  
Tél. : + 61 3 9270 7270  
E-mail :  
protection@ap.ansell.com