

Voorheen bekend als: MICROGARD® 2000 Ts PLUS - Model 156

Gesealde naden voor extra bescherming bij toepassingen met vloeistofsprays met een laag risico..

DESIGN

MICROGARD™ 2000 is zo ontworpen dat waterdamp (transpiratie) weg kan maar het pak wel bestand is tegen verzadiging van vloeibare chemische stoffen. Ook filtert het 100 % van de deeltjes tot 0,01 micron*.

Met zijn gelockte en getapete naden biedt de MICROGARD™ 2000 Ts PLUS een uitzonderlijke barrière tegen vloeistofsprays en fijne deeltjes met een laag risico.

* KAKEN-penetratietest voor deeltjes

GELOCKTE EN GETAPETE NADEN

De interne stiksels zijn met tape afgewerkt voor extra stevigheid en vormen een doeltreffende barrière tegen vloeistoffen en deeltjes.

EIGENSCHAPPEN PAK

- Kap
- Elastiek in de taille en rond de polsen en enkels
- 2-richting-ritssluiting aan de voorkant met hersluitbare stormflap
- Vingerlusjes
- Kinbandje
- Vaste sokken met buitenpijpen

KLEUREN

Wit

MATEN

S-5XL



Sectoren

- Biowetenschappen
- Auto-industrie
- Voedselverwerking
- Defensie
- Landbouw
- Service na verkoop in de autosector
- Medische nooddiensten
- Energie
- Infrastructuuronderhoud


Toepassingen

- Productinspectie
- Laden en vervoeren
- Laboratoriumapparatuur en -uitrusting onderhouden
- Toepassingen met keramische, glas- of kunstharsvezels
- Carrosseriespuiten inclusief inspectie van oppervlakken
- Installaties en machines reinigen


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Bewezen barrièrebescherming tegen vloeistoffen met lage chemicaliënconcentratie en biologische risico's van vloeistoffen en deeltjes
- Zit comfortabel met minder risico op hittestress door het waterdampdoorlatende ('ademende') materiaal
- Geoptimaliseerde pasvorm voor extra comfort en veiligheid van de drager
- Antistatisch, getest volgens EN 1149-5
- Extreem weinig pluis vermindert het risico op contaminatie in kritische gebieden
- Siliconenvrij, belangrijk bij verfspuiten
- Tunnelelastiek in kap, rond polsen en enkels - Vermindert het risico op pluizen en kruisbesmetting

Materiaal Schema



Naaddiagram



Performance Standards



ASTM F1671



EN ISO 13688:2013



Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Kleur	Wit
Beschikbare modellen	103, 111, 122
Overzicht verpakkingen	Individually Packed
Productmateriaal	Gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën
Productreferentie	2000 Ts PLUS - Model 156
Overzicht normen	CE-CATEGORIE III (Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Naadtype	Gestikt en getapet
Houdbaarheidstermijn	5 years
Stijl Nummer	W20T156

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS:
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

