



Máscara facial com viseira em loop estéril BioClean™ Clearview VFM210-L

Máscara facial estéril com visor em loop, que oferece eficiência avançada de filtragem de bactérias e partículas

- **Defesas avançadas:** A BioClean™ Clearview Sterile Looped Visor Facemask VFM210-L oferece alta eficiência de filtragem de bactérias e partículas, para proteção do seu ambiente de sala limpa em que você pode confiar
- **Recursos aprimorados:** Essa máscara facial estéril apresenta um design em loop e visor opticamente transparente, com revestimento antiembaçante, para permitir uma visão maximizada
- **Maior conforto:** A BioClean™ Clearview Sterile Looped Visor Facemask VFM210-L também oferece aos usuários um conforto respirável



Key Features and Benefits

- **Alta eficiência de filtragem de bactérias e partículas:** Proteção otimizada
- **Viseira com revestimento antiembaçante:** Visão desimpedida e sem distorções

Indústrias

- Ambientes Controlados e Críticos
- Laboratório e Pesquisa
- Produção e Fabricação

Recomendado para

- Biotecnologias, Operações mistas
- Limpeza e preparação de câmaras limpas
- Fabricação de dispositivos médicos
- Preparação de produtos farmacêuticos
- Fabricação de semicondutores
- Montagem de linha branca



Máscara facial com viseira em loop estéril BioClean™ Clearview VFM210-L

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	Polipropileno Polietileno
Normas de auditoria	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Padrões	ISO 2859, ISO 9001:2008
Visão geral de embalagens	Uma unidade por pacote de PE interno vedado; 25 embalagens duplas por pacote externo de PE selado; quatro pacotes externos por caixa forrada (100 unidades)
País de origem	China
Método de esterilização	Gamma Irradiation
Dose mínima de esterilização	25kGy
Nível de garantia de esterilidade	10 ⁻⁶
Prazo de validade	Cinco (05) cinco anos a partir da data de fabricação

PHYSICAL PROPERTIES

Cor	Branco
Dimensões totais	LARGURA (± 5mm): 210mm ALTURA (± 5mm): 95mm

PERFORMANCE INFORMATION

Aula de Sala Limpa	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Viral Filtration Efficiency	93,8% a 3,0 microns

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

	TAMANHO	Ajustável com presilha azul
VFM210-L	Nº DO NOVO PEDIDO	VFM210-L

Para obter mais informações, acesse nosso site www.ansell.com ou ligue para

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.

