

Gant en nitrile non poudré et sans accélérateur pour salle blanche offrant une excellente protection contre les produits chimiques, y compris les médicaments cytotoxiques.

Le gant en nitrile stérile pour salle blanche BioClean Emerald résiste à une variété de produits chimiques, permet un double gantage facile et est fabriqué sans accélérateur et sans latex pour réduire les risques d'allergies au latex. La conception main droite et main gauche assure le confort et réduit la fatigue de la main, tout en offrant une bonne dextérité.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Résistance à une variété de produits chimiques
- Non poudré, sans soufre ni accélérateur
- Sans latex
- Surface texturée et sensation lisse
- Double gantage facile



Secteurs industriels

- Fabrication en biotechnologie
- Environnements Contrôlés et Critiques
- Laboratoire de recherche et développement
- Fabrication d'instruments médicaux
- Fabrication de produits pharmaceutiques
- Production et Fabrication

Recommandé pour

- Éclaboussure chimique
- Service de traitement stérile
- Manipulation de produits chimiques
- Biotechnologies Opérations de mélange
- Transfert de liquides et de solides
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Étiquetage et remplissage en milieu aseptique



Emerald BENS

Gant stérile en nitrile pour salle blanche
convenant aux environnements de
classe 10 (ISO 4)

FICHE TECHNIQUE

	Information sur le produit
Matériau	Nitrile
Couleur	Vert
Forme	Spécifique main gauche/main droite
Poignet	Bord roulé
Fabrication/Normes de vérification SMQ	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Affaires réglementaires	ASTM D6978, CE 0493, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contact alimentaire, Catégorie III, UKCA
Emballage	Une paire par pochette intérieure en polyéthylène; une pochette par sachet scellé EasyTear en polyéthylène; 10 sachets par sac extérieur scellé en polyéthylène; 20 sacs extérieurs par boîte doublée (200 paires)
Entreposage	Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine. Tenir à l'écart des sources d'ozone. Si les produits sont correctement stockés, comme indiqué, ils ne perdront pas leurs performances ou ne changeront pas de caractéristiques de manière significative. Si les produits peuvent être affectés par le vieillissement ou le stockage, la date de péremption est mentionnée sur les matériaux d'emballage.
Pays d'origine	Malaisie
Tailles disponibles	6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9
Teneur en poudre	Non poudrée
Surface externe du gant	Lisse avec finition micro-texturée
Internal Glove Surface	Chlorée
Méthode de stérilisation	Irradiation gamma
Dose minimale de stérilisation	25kGy
Niveau d'assurance de stérilité	10 ⁻⁶
Classe de Salle Blanche	Classe 10/ISO Classe 4 & EU GMP Grade A/B et autres salles blanches stériles
Durée de conservation	Cinq (5) ans à partir de la date de fabrication.
Résistance éprouvée à différents agents chimiothérapeutiques	Oui
Teneur en protéines	S.O : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Antistatiques	Oui



Emerald BENS


Gant stérile en nitrile pour salle blanche
convenant aux environnements de
classe 10 (ISO 4)

Propriétés physiques								Méthode d'essai
Tailles	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN ISO 21420
Longueur (mm)	300/12							
Largeur de la paume (mm/in)	77 mm	83 mm	89 mm	95 mm	102 mm	108 mm	114 mm	
Taux de micro-trous	Niveau de performance 3 NQA 0,65							EN 374-2
Nombre de particules typiques $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (nombre/cm²)	< 1 200							IENT-RP-CC005.4
Épaisseur minimale de paume, paroi unique (mm/mils)	0.11 / 4.33							EN 455-2
Épaisseur minimale des doigts, paroi unique (mm/mils)	0.15 / 5.90							EN 455-2
Épaisseur minimale du poignet, paroi unique (mm/mils)	0.08 / 3.15							EN 455-2
Résistance ultime à la traction (MPa) Pendant le vieillissement	Min. 15							ASTM D412-06a
Force à la rupture (N) pendant le vieillissement	$\geq 6\text{N}$							EN 455-2

TENEUR IONIQUE

Concentration en Qg/cm ²	Valeur typique	Concentration en Qg/cm ²	Valeur typique
Ammonium	Available On File	Nitrate	<0.25
Bromure	<0.01	Nitrite	Available On File
Calcium	<0.60	Phosphate	<0.01
Chlorure	<0.35	Potassium	<0.08
Fluorure	<0.01	Sodium	<0.05
Lithium	<0.01	Sulfate	<0.05
Magnésium	<0.01	Zinc	<0.10

NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS



Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
US Tél. : 1 800 800-0444
US Téléc. : 1 800 800-0445
CA Tél. : 1 800 363 8340

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
Tél. : +44 1638 663338
Téléc. : +44 1638 668890

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2024. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

