

Gants stériles en nitrile sans accélérateur, offrant aux utilisateurs une protection accrue

- **Réduction des risques d'allergie** : Les gants stériles en nitrile BioClean™ Excell BEXS sont sans poudre, sans latex et sans accélérateur chimique, ce qui élimine les allergies et sensibilités chimiques de type I au latex et de type IV.
- **Traitement propre** : Ils subissent un lavage désionisé pour réduire les particules de surface, les matières extractibles ioniques et les résidus non volatils.
- **Emballage plus durable** : Emballage en plastique recyclable* et livré dans des caisses en carton recyclé.
- **Diminution des risques de contamination** : L'emballage non fragmenté réduit les risques potentiels de contamination dans l'environnement de la salle blanche.



**Vérifiez toujours le statut de recyclage de votre région, car ces matériaux peuvent ne pas être considérés comme recyclables dans votre région.*

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Résistance chimique** : Protection contre les produits chimiques et les médicaments de chimiothérapie
- **Conception ergonomique spécifique à la main** : amélioration de la dextérité pour une manipulation habile
- **Stérilisation par irradiation gamma** : niveau d'assurance de stérilité (SAL) de

10⁻⁶

Secteurs industriels

- Service de traitement stérile
- Fabrication en biotechnologie
- Environnements Contrôlés et Critiques
- Laboratoire de recherche et développement



Excell BEXS

FICHE TECHNIQUE

	Information sur le produit
Matériau	Nitrile
Couleur	Blanc
Forme	Spécifique main gauche/main droite
Poignet	Bord roulé
Fabrication/Normes de vérification SMQ	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Affaires réglementaires	CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Contact alimentaire, Catégorie III, UKCA
Emballage	1 paire par emballage intérieur ; 1 emballage intérieur par pochette ; 10 pouches per outer bag ; 20 sacs extérieurs par boîte doublée (200 paires) Des emballages plus durables : Ces gants stériles en nitrile sont emballés dans des emballages en plastique recyclable* et livrés dans des caisses en carton recyclé. *L'emballage intérieur, la poche, le sac et la doublure sont fabriqués à partir d'un film à base de polyéthylène (PE). Vérifiez toujours le statut de recyclabilité de votre région, car ces matériaux peuvent ne pas être considérés comme recyclables dans votre région.
Entreposage	Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine. Tenir à l'écart des sources d'ozone. Si les produits sont correctement stockés, comme indiqué, ils ne perdront pas leurs performances ou ne changeront pas de caractéristiques de manière significative. Si les produits peuvent être affectés par le vieillissement ou le stockage, la date de péremption est mentionnée sur les matériaux d'emballage.
Tailles disponibles	6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9
Surface externe du gant	Doigts et paume texturé
Internal Glove Surface	Chlorée
Méthode de stérilisation	Rayonnement gamma (25 kGy)
Niveau d'assurance de stérilité	10 ⁻⁶
Classe de Salle Blanche	ISO de classe 4
Durée de conservation	5 Years
Résistance éprouvée à différents agents chimiothérapeutiques	Oui
Teneur en protéines	Sans objet : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Antistatiques	Oui

Propriétés physiques								Méthode d'essai
Tailles	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN ISO 21420
Longueur (mm)	300 / 12							
Largeur de la paume (mm/in)	77 mm	83 mm	89 mm	95 mm	102 mm	108	114	
Taux de micro-trous	1.5 AQL							EN 374-2
Nombre de particules typiques $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (nombre/cm²)	<1200							IEST-RP-CC005.4
Force à la rupture (N) pendant le vieillissement	$\geq 9 \text{ N}$							EN 455-2

TENEUR IONIQUE

Concentration en Qg/cm ²	Valeur typique	Concentration en Qg/cm ²	Valeur typique
Ammonium	Disponible dans le dossier	Nitrate	<0.25
Bromure	<0.01	Nitrite	Disponible dans le dossier
Calcium	<0.55	Phosphate	<0.01
Chlorure	<0.35	Potassium	<0.10
Fluorure	< 0.01	Sodium	< 0.05
Lithium	< 0.01	Sulfate	<0.05
Magnésium	< 0.01	Zinc	< 0.05

INFORMATION DE COMMANDE

TAILLE	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
NO DE RÉAPPROVISIONNEMENT	BEXS-60	BEXS-65	BEXS-70	BEXS-75	BEXS-80	BEXS-85	BEXS-90

NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS



Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
US Tél. : 1 800 800-0444
US Téléc. : 1 800 800-0445
CA Tél. : 1 800 363 8340

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
Tél. : +44 1638 663338
Téléc. : +44 1638 668890

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles "™" et "®" sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.