

# GAMMEX™ PI Hybrid Micro

GANTS CHIRURGICAUX

**Gants chirurgicaux combinant polyisoprène et néoprène, intégrant la technologie HYBRID™ Synthetic Blend Technology, et délivrant confort, durabilité et sensibilité tactile accrue pour des performances de précision**

- **Confort et durabilité accrus** : combinant polyisoprène et néoprène, le gant délivre un confort semblable à celui du latex et une durabilité supérieure.
- **Sensibilité tactile supérieure** : jusqu'à 24 % plus fin que les gants chirurgicaux sans latex standard d'Ansell, le modèle GAMMEX™ PI Hybrid Micro offre un niveau exceptionnel de sensibilité tactile et de dextérité, pour les procédures délicates exigeant une précision ultime.
- **Mode d'enfilage polyvalent** : ce gant peut être utilisé comme gant externe, mais aussi comme sous-gant dans le cadre d'un double gantage, du fait de sa couleur marron permettant de repérer facilement toute rupture.
- **Réduction des risques d'allergie** : le mélange de matières synthétiques de ce gant élimine les risques d'allergie au latex de type I. Exempt de zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT), de diphénylguanidine (DPG) et de chlorure de cétylpyridinium (CCP), il minimise aussi le risque d'allergies de type IV et les sensibilités à ces accélérateurs chimiques.

## Recommandé pour

- Protection contre l'allergie au latex de type I et réduction au minimum des allergies aux produits chimiques de type IV chez les professionnels de la santé ou les patients
- Utiliser comme sous-gant en cas de double gantage
- Tous les chirurgiens précisent des procédures délicates telles que ophthalm micro cardio requi haut tact sens dext

## TECHNOLOGIES VEDETTES



**GAMMEX<sup>MD</sup>**  
L'innovation qui protège

Fruits de l'innovation, les gants de chirurgie GAMMEX<sup>MD</sup> sont conçus pour répondre aux besoins en constante évolution des départements de chirurgie. Les travailleurs de la santé confient la protection de leurs mains à nos gants de formulation unique et de haute technologie, confortables et ergonomiques.

# GAMMEX™ PI Hybrid Micro

GANTS CHIRURGICAUX

## INFORMATION SUR LE PRODUIT

Matériau	Polyisoprène, Néoprène
Teneur en poudre	Non poudrée
Couleur	Brun
Épaisseur	Micro
Poignet	Bord roulé avec technologie SUREFIT <sup>Mc</sup>
Surface externe du gant	Lisse avec finition micro-texturée
Surface interne du gant	Enduit de polymère de technologie DERMASHIELD <sup>Mc</sup>
Prévention des allergies	Latex (Type I)
Niveau de prise	Modéré
Recommandation relative au double gantage	Gant externe ou sous-gant
Testé pour une utilisation avec les médicaments chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 avec approbation par la FDA américaine
Absence de trous (niveau d'inspection I)	0.65 AQL
Stérile	Oui
Normes de produits	AS/NZS 4179, ASTM D3577, EN 16523-1, EN 420:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Normes en matière de qualité et d'environnement	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Emballage	50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton
Durée de conservation	3 years
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Dibutyldithiocarbamate de zinc, Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC), Di-n-butylthiocarbamate de sodium (SDBC), Polysulfures de xanthogène

## INFORMATION DE COMMANDE

Taille	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code de produit	340002055	340002060	340002065	340002070	340002075	340002080	340002085	340002090

Communiquez avec votre représentant Ansell pour passer une commande ou obtenir des renseignements additionnels.

**Amérique du Nord**  
Tél. (É.-U.) : 1 800 952-9916  
Tél. (Canada) : 1 844 494-7854  
Courriel : insidesalesus@ansell.com  
Sandel Tél. (É.-U.) : 866 764 3327  
Sandel Courriel : sandel-cs@ansell.com

**Amérique centrale et du Sud**  
Tél. : +52 442 296 20 50  
Courriel : cslac@ansell.com  
**Brésil**  
Tél. : +55 11 3356 3100  
Courriel : luvas.medicas@ansell.com

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Courriel : info@ansell.eu

**Asie-Pacifique**  
Tél. : +603 8310 6688  
Courriel : apac.medical@ansell.com

**Inde**  
Tél. : +91 22 38124500  
Courriel : info.india@ansell.com  
**Australie et Nouvelle-Zélande**  
Tél. : +61 3 9270 7270  
Courriel : protection@ap.ansell.com  
**Chine**  
Tél. : +86(21) 3827 5005  
Courriel : infochina@ansell.com