

Ehemals: MICROGARD® 1500 PLUS Lab Coat - Model 208

**Erhöhter Komfort und Schutz
in allgemeinen industriellen
Arbeitsumfeldern.**



Industrien

- Chemie
- Biowissenschaften
- Automobilindustrie


Einsatzbereiche

- Entladen von Schüttgut
- Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße
- Montage und Prüfung von Komponenten

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- Luft- und wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv)
- Silikonfrei
- Optimierte Körperpassform, für erhöhten Komfort und mehr Sicherheit

Werkstoff-Diagramm



Naht-Diagramm



Performance Standards



EN ISO 13688:2013



PARTIAL BODY
PROTECTION ONLY

TYPE PB [6]

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
Verfügbare Größen	M, L, XL, 2XL
Farbe	Weiß
Verpackung Übersicht	Individually Packed
Produktmaterial	SMS-Material mit antistatischen Eigenschaften
Artikelnummer	Laborkittel 1500 PLUS - Modell 208
Normenübersicht	CE-KATEGORIE III (Typ PB [6])
Nahtart	Kappnähte
Haltbarkeit	5 years
Artikelnummer	W15B208

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

