


Sterile Einweg-Reinraumhandschuhe, erweiterte Abdeckung

- **Erhöhter Schutz:** BioClean™ 73- 425 sterile Einweg-Reinraumhandschuhe zeichnen sich durch eine besondere Neoprenformel aus, die einen erhöhten Schutz bietet. Sie bieten eine erweiterte Unterarmabdeckung und eine hohe Chemikalienbeständigkeit.
- **Erhöhter Komfort:** Diese Reinraumhandschuhe sind mit strukturierten Fingern und Handflächen ausgestattet und bestehen aus einem außergewöhnlich weichen Material, das einen hohen Tragekomfort, eine gute Passform, ein gutes Tastgefühl und Flexibilität gewährleistet.
- **Reduzierte Allergierisiken:** Diese Neoprenhandschuhe enthalten keine Latexproteine und sind frei von chemischen Beschleunigern, so dass das Risiko von Typ-I- und Typ-IV-Allergien und -Überempfindlichkeiten vermieden wird.



HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Dermashield-Technologie:** Mit spezieller Innenbeschichtung für schnelles und einfaches Anziehen mit feuchten oder trockenen Händen
- **Frei von chemischen Beschleunigern:** Allergierisiko Typ I und Typ IV ausgeschlossen
- **Längere Länge:** 400 mm/16" Länge für erweiterten Schutz des Unterarms und Vermeidung des Risikos von Hautkontakt und Lücken zwischen Handschuh und Kleidungsstück.

Industrien

- Pharmazeutische Herstellung
- Herstellung von medizinischen Geräten
- Laborforschung und -entwicklung

Empfohlen für

- Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Verpackung und Etikettierung
- Zubereitung von Pharmazeutika



73-425

Steriler Einweghandschuh aus Neopren (Polychloropren) für den Reinraum

TECHNISCHES DATENBLATT

	Produktinformation
Material	Neopren
Farbe	Braun
Form	Anatomische Passform
Manschette	Rollrand
Produktion/QMS-Prüfungsstandards	ISO 9001:2015, NEBB Certified Cleanrooms
Gesetzesvorschriften	CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, Kategorie III, UKCA
Verpackung	<p>Ein Paar Handschuhe pro PE-Innenbeutel, ein Beutel pro versiegeltem PE-Beutel, 25 Beutel pro PE-Innenbeutel, 2 Innenbeutel pro PE-Außenbeutel, 4 Außenbeutel pro Karton mit Auskleidung, 200 Paar pro Karton</p> <p>Nachhaltigere Verpackungen: Diese sterilen Handschuhe sind in recycelbaren Kunststoffverpackungen* verpackt und werden in Versandkisten aus recyceltem Karton geliefert.</p> <p>*Innenhülle, Beutel, Tasche und Auskleidung sind aus Polyethylen (PE) hergestellt. Erkundigen Sie sich immer nach dem örtlichen Recyclingstatus, da diese Materialien an Ihrem Standort möglicherweise nicht für das Recycling geeignet sind.</p>
Lagerung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, trocken und in der Originalverpackung aufbewahren. Von Ozonquellen fernhalten. Wenn die Produkte wie angegeben ordnungsgemäß gelagert werden, verlieren sie weder ihre Leistung noch verändern sie ihre Eigenschaften wesentlich. Wenn Produkte durch Alterung oder Lagerung beeinträchtigt werden könnten, ist das Verfallsdatum auf den Verpackungen angegeben.
Erhältliche Größen	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10
Außenfläche des Handschuhs	Texturierte Fingerspitzen und Handfläche
Internal Glove Surface	Polymerbeschichtung (DERMASHIELD™-Technologie)
Sterilisationsverfahren	GAMMA-Bestrahlung (25 kGy)
Sterilisierungsmindestdosis	25kGy
Sterilisationsvertrauensgrad (SAL-Wert)	10 ⁻⁶
Reinraumklasse	ISO-Klasse 5
Haltbarkeit	Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum.
Getestet für die Handhabung von Zytostatika	Ja
Proteingehalt	Not Applicable: contains no natural rubber latex
Antistatisch	Nein
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	<ul style="list-style-type: none"> Keine

Physikalische Eigenschaften									Testverfahren
Größen	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	EN ISO 21420
Länge (mm/in)	400 / 15.75								
Handflächenbreite (mm/in)	81/3.2	88/3.5	95/3,7	99/3.9	106/4,2	111/4.4	117/4.6	123/4.8	
Freiheit von Mikrolöchern	1,5								EN 374-2
Typischer Partikelgehalt $\geq 0,5\mu\text{m}$ (Counts/cm ²)	<3 500								TEST-RP-CC005.4
Kraft beim Bruch (N) während der Alterung	≥ 9								EN 455-2

BESTELLINFORMATIONEN

GRÖSSE	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
NACHBESTELLNUMMERN	73425066	73425065	73425070	73425075	73425080	73425085	73425090	73425100

LEISTUNGSSTANDARDS UND EINHALTUNG VON GESETZEN, VORSCHRIFTEN UND NORMEN



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: +1 800 363 8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Technologie

