

Latexfreie, unsterile Nitrilhandschuhe, die Handschutz, Flexibilität und Komfort kombinieren

- **Schutz vor Allergien:** Diese puderfreien Reinraumhandschuhe werden aus latexfreien synthetischen Polymeren hergestellt, wodurch das Risiko von Latexallergien des Typs I ausgeschlossen wird.
- **Spezieller Schutz:** Die Nitrilformulierung der BioClean™ Biotac BIOTAC Nicht-Latex-Handschuhe gewährleistet, dass sie gegen eine Reihe von chemischen Gefahren beständig sind.
- **Gesicherter Komfort und Flexibilität:** Ihre Nitrilformulierung gewährleistet außerdem Komfort, Flexibilität und leichte Anziehbarkeit.
- **Minimierte Kontaminationsrisiken:** Dank ihrer nicht-partikulierenden EasyTear-Verpackung reduzieren diese nicht-sterilen Einweghandschuhe das Kontaminationsrisiko beim Betreten der Reinraumumgebung



HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Nitril-Formulierung:** Komfort, Flexibilität und chemische Beständigkeit
- **Latexfreies Design:** Risiken einer Latexallergie des Typs I ausgeschlossen
- **Nicht-partikulierende EasyTear-Verpackungen:** Geringere Kontaminationsrisiken

Industrien

- Produktion und Herstellung
- Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche

Empfohlen für

- Reinigung und Vorbereitung von Reinnräumen
- Handhabung und Verarbeitung von Lebensmitteln
- Chemikalienverarbeitung
- Verstärkter Nassgriff
- Erhöhte Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit, insbesondere bei sensiblen Verfahren

TECHNISCHES DATENBLATT

	Produktinformation
Material	Nitril
Farbe	Weiß
Form	Beidseitig tragbar
Manschette	Rollrand
Produktion/QMS-Prüfungsstandards	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Gesetzesvorschriften	CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III, UKCA
Verpackung	<p>100 Stück/verschweißter PE-Innenbeutel; 1 Innenbeutel/verschweißter PE-Außenbeutel; 10 Außenbeutel (1000 Stück)/Umkarton.</p> <p>Nachhaltigere Verpackungen: Diese unsterilen Handschuhe sind in recycelbaren Kunststoffverpackungen* verpackt und werden in Versandkisten aus recyceltem Karton geliefert.</p> <p>*Innenhülle, Beutel, Tasche und Auskleidung sind aus Polyethylen (PE) hergestellt. Erkundigen Sie sich immer nach dem örtlichen Recyclingstatus, da diese Materialien an Ihrem Standort möglicherweise nicht für das Recycling geeignet sind.</p>
Lagerung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, trocken und in der Originalverpackung aufbewahren. Von Ozonquellen fernhalten. Wenn die Produkte wie angegeben ordnungsgemäß gelagert werden, verlieren sie weder ihre Leistung noch verändern sie ihre Eigenschaften wesentlich. Wenn Produkte durch Alterung oder Lagerung beeinträchtigt werden könnten, ist das Verfallsdatum auf den Verpackungen angegeben.
Erhältliche Größen	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)
Außenfläche des Handschuhs	Texturierte Finger
Internal Glove Surface	Chloriniert
Reinraumklasse	ISO-Klasse 5
Haltbarkeit	5 Years
Getestet für die Handhabung von Zytostatika	Nein
Proteingehalt	Not Applicable: contains no natural rubber latex
Antistatisch	Ja

Physikalische Eigenschaften							Testverfahren
Größen	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)	EN ISO 21420
Länge (mm/in)	300 / 12						
Handflächenbreite (mm/in)	75/3	85/3.3	95/3.7	105/4.1	115/4.5	119/4.7	
Freiheit von Mikrolöchern	1.5 AQL						EN 455-2
Typischer Partikelgehalt $\geq 0,5\mu\text{m}$ (Counts/cm ²)	<1500						IEST-RP-CC005.4
Kraft beim Bruch (N) während der Alterung	≥ 6 N						EN 455-2

IONENGEHALT

Konzentration in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Typisch	Konzentration in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Typisch
Ammonium	0.011	Nitrat	0,26
Bromid	Verfügbar auf Datei	Nitrit	Verfügbar auf Datei
Kalzium	0.31	Phosphat	Verfügbar auf Datei
Chlorid	0,11	Kalium	0,03
Fluorid	Verfügbar auf Datei	Natrium	0.029
Lithium	Verfügbar auf Datei	Sulfat	0.017
Magnesium	0.002	Zink	Verfügbar auf Datei

BESTELLINFORMATIONEN

GRÖSSE	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)
NACHBESTELLUNGSKODEN	BIOTAC-S	BIOTAC-S	BIOTAC-M	BIOTAC-L	BIOTAC-XL	BIOTAC-2XL

LEISTUNGSSTANDARDS UND EINHALTUNG VON GESETZEN, VORSCHRIFTEN UND NORMEN



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: +1 800 363 8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890