

# Gants stériles de salle blanche, longueur du coude, offrant une protection personnelle confortable et flexible

- **Confort et flexibilité accrus :** La composition du film souple et extensible des gants BioClean™ Extra BLAS au niveau du coude améliore la flexibilité et le confort.
- **Protection accrue :** Leur longueur au coude assure une protection de l'avant-bras, du poignet et de la main, limitant ainsi les risques de contamination croisée.
- **Réduction des risques de contamination :** Les gants stériles BioClean™ Extra BLAS sont également emballés de manière aseptique, stérilisés par irradiation gamma (SAL minimum de 10<sup>-6</sup>) et fabriqués conformément aux normes ISO, ce qui minimise encore les risques de contamination, et ils sont dotés d'un emballage EasyTear™ non parcellaire.
- **Résistance accrue :** La surface texturée et la manchette perlée de ces gants pour salles blanches renforcent la résistance et la stabilité du gant, réduisant ainsi le risque de déchirure lors de l'enfilage.
- **Plus de praticité :** En outre, les gants BioClean™ Extra BLAS pour environnement contrôlé sont conçus pour un double enfilage facile, pour une commodité quotidienne.



*MISE EN GARDE : la sécurité d'utilisation de ces gants n'a pas été établie chez les personnes sensibles au latex. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.*

gants EPI offrant un confort souple

- **Longueur au coude** : Couverture supplémentaire, moins de risques de contamination croisée
- **Niveau d'assurance de la stérilité\*** : Emballage aseptique, stérilisation par irradiation gamma

\*SAL minimum de 10<sup>-6</sup>



## Extra BLAS

Gant stérile jetable  
en latex pour salle  
blanche

## FIGHE TECHNIQUE

|                                                                         | Informations produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                                                | Latex de caoutchouc naturel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Couleur                                                                 | Naturel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Forme                                                                   | Ambidextre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Manchette                                                               | Bord roulé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| QMS contrôle/Normes de fabrication                                      | ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Affaires réglementaires                                                 | CE 0493, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Contact alimentaire, Catégorie III, UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conditionnement                                                         | <p>1 paire par pochette en PE ; 1 pochette par sachet scellé en PE EasyTear ; 10 sachets par sac protecteur scellé en PE ; 20 sacs d'emballage secondaire par carton doublé (200 paires)</p> <p><b>Des emballages plus durables</b> : Ces gants stériles sont emballés dans des emballages en plastique recyclable* et livrés dans des caisses en carton recyclé.</p> <p>*L'emballage intérieur, la poche, le sac et la doublure sont fabriqués à partir d'un film à base de polyéthylène (PE). Vérifiez toujours le statut de recyclabilité de votre région, car ces matériaux peuvent ne pas être considérés comme recyclables dans votre région.</p> |
| Stockage                                                                | Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine. Tenir à l'écart des sources d'ozone. Si les produits sont correctement stockés, comme indiqué, ils ne perdront pas leurs performances et ne changeront pas de caractéristiques de manière significative. Si les produits peuvent être affectés par le vieillissement ou le stockage, la date de péremption est mentionnée sur les matériaux d'emballage.                                                                                                                                                                                         |
| Pays d'origine                                                          | Inde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tailles disponibles                                                     | S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Surface externe du gant                                                 | Doigts et paume adhésifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Internal Glove Surface                                                  | Chlorée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Méthode de stérilisation                                                | Rayonnement gamma (25 kGy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dose minimale pour la stérilisation                                     | 25kGy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Niveau garanti de stérilité                                             | 10 <sup>-6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cleanroom de Salle Blanche                                              | Class 10/ISO Class 4, EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durée limite de stockage                                                | 3 Years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produit homologué pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Teneur en protéines                                                     | 50 µg/g ou moins de protéines extractibles totales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Propriétés antistatiques                                                | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## Extra BLAS

Gant stérile jetable en latex pour salle blanche

| Propriétés physiques                                                 |                             |             |             |               | Méthode d'essai |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Tailles                                                              | S (6.5 - 7)                 | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | EN ISO 21420    |
| Longueur (mm/po)                                                     | 400 / 15.7                  |             |             |               |                 |
| Largeur paume (mm/in)                                                | 86/3.38                     | 96/3.78     | 106/4.17    | 115/4.53      |                 |
| Absence de perforation                                               | 1.5 AQL Performance Level 2 |             |             |               | EN 374-2        |
| Teneur en particules type ≥ 0,5 µm (comptes/cm²)                     | <1500                       |             |             |               | IEST-RP-CC005.4 |
| Épaisseur minimale au niveau de la paume (paroi unique) (mm/mil)     | 0.18 / 7.09                 |             |             |               | EN 455-2        |
| Épaisseur minimale au niveau des doigts (paroi unique) (mm/mil)      | 0.21 / 8.27                 |             |             |               | EN 455-2        |
| Épaisseur minimale au niveau de la manchette (paroi unique) (mm/mil) | 0.13 / 5.12                 |             |             |               | EN 455-2        |
| Force à la rupture (N) pendant le vieillissement                     | ≥ 9 N                       |             |             |               | EN 455-2        |

## TENEUR EN COMPOSÉS IONIQUES

| Concentration en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ | Type                       | Concentration en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ | Type                       |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Ammonium                                   | 0.333                      | Nitrate                                    | 0.528                      |
| Bromure                                    | 0.053                      | Nitrite                                    | Disponible dans le dossier |
| Calcium                                    | 1.155                      | Phosphate                                  | 0.014                      |
| Chlorure                                   | 4.412                      | Potassium                                  | 0,075                      |
| Fluorure                                   | Disponible dans le dossier | Sodium                                     | 0.025                      |
| Lithium                                    | 0,230                      | Sulfate                                    | 0.267                      |
| Magnésium                                  | Disponible dans le dossier | Zinc                                       | Disponible dans le dossier |

## INFORMATIONS DE COMMANDE

| TAILLE                      | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT | BLAS-S      | BLAS-M      | BLAS-L      | BLAS-XL       |

## NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE



Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
US T : +1 800 800 0444  
US F : +1 800 800 0445  
CA T : +1 800 363 8340

### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T : +44 1638 663338  
F : +44 1638 668890

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles <sup>TM</sup> et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.



