

ENCORE™ Non-Latex PI Hybrid

GANTS CHIRURGICAUX

Gants chirurgicaux en polyisoprène et néoprène, pour un équilibre idéal entre confort et durabilité

- **Amélioration du confort et de la durabilité :** Gants ENCORE® Non-Latex PI Hybrid Le mélange breveté HYBRID™ Technology de polyisoprène et de néoprène offre le meilleur des deux matériaux, combinant durabilité et confort similaire à celui du latex.
- **Optimisation du respect de la peau :** Ces gants sans latex** sont également exempts d'accélérateurs chimiques connus pour provoquer des dermatites de contact allergiques. Les utilisateurs sont donc moins exposés aux allergies et sensibilités aux produits chimiques de type IV et au latex de type I.
- **Sécurité accrue pour le porteur :** Gant extérieur idéal en cas de double gantage, sa couleur semi-transparente permet de détecter rapidement et facilement une rupture de gant.
- **Poignée renforcée :** Les gants de chirurgie ENCORE® Non-Latex PI Hybrid présentent également une surface lisse, avec une finition microtexturée, pour une meilleure préhension et une manipulation plus sûre des instruments.
- **Testés pour la chimiothérapie :** ils sont conformes aux normes ASTM D6978, ce qui permet de les utiliser avec divers médicaments de chimiothérapie***.

**Exempt de Zinc 2-mercaptobenzothiazole (ZMBT), de diphénylguanidine (DPG) et de chlorure de cétypyridinium (CPC).

***Contactez le service clientèle d'Ansell pour connaître les temps de perméation et les recommandations spécifiques aux médicaments chimiothérapeutiques.

Recommandé pour

- Identification facile des ruptures du gant
- Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients
- Utilisation comme gant externe dans les applications de double gantage

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

 **A.R.T.**
Pinhole Barrier Technology

 **DERMASHIELD™**
Donning Aid Technology



ENCORE®
Quand confiance rime avec performance

Une gamme de solutions fiables optimisées pour répondre aux besoins en matière de protection des chirurgiens, du personnel infirmier au bloc opératoire et des techniciens en chirurgie, tout en leur offrant le niveau supérieur de dextérité, de confort et de préhension nécessaire pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes.

ENCORE™ Non-Latex PI Hybrid

GANTS CHIRURGICAUX

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	PI (polyisoprène), Néoprène (polychloroprène)
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Naturel
Épaisseur	Standard
Modèle de manchette	Bord roulé avec SUREFIT™ Technology
Surface externe du gant	Lisse avec finition micro-adhésivée
Surface interne du gant	Enduction polymère avec technologie DERMASHIELD™
Prévention des allergies	Latex (Type I)
Niveau de préhension	Modéré
Recommandation de double gantage	Gant externe
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA : 0,65
Stérile	Oui
Normes du produit	ASTM D6978, ASTM F739, CE 0493 (PPE) + CE 2797 (MD) , EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Normes de qualité/environnementales	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Conditionnement	50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton
Durée limite de stockage	Trois ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC), Dibutylthiocarbamate de zinc, Di-n-butylthiocarbamate de sodium (SDBC), Polysulfures de xanthogène

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code produit	340105055	340105060	340105065	340105070	340105075	340105080	340105085	340105090

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : csjac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
E-mail : luvass.medicass@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Inde
Tél. : +91 22 38124500
E-mail : info.india@ansell.com
Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com
Chine
Tél. : +86(21) 3827 5005
E-mail : infochina@ansell.com