

# GAMMEX™ Sans latex

GANTS CHIRURGICAUX

## Les gants chirurgicaux en néoprène, sans accélérateur chimique, offrent une protection avancée contre les allergies

- **Protection avancée contre les allergies :** Les gants chirurgicaux en néoprène GAMMEX™ Non-Latex sont synthétiques et éliminent les risques d'allergie au latex de type I. Ces gants stériles sont exempts à 100 % d'accélérateurs chimiques et minimisent tout risque de sensibilisation aux allergènes conduisant à une dermatite de contact allergique.
- **Durabilité éprouvée :** Le film de gant en néoprène résistant offre la protection supplémentaire des mains nécessaire pour les procédures les plus rigoureuses.
- **Une prise en main sûre :** Ces gants stériles sont dotés d'une finition externe microtexturée pour une prise en main plus ferme et plus sûre des instruments.
- **Enfilage sans effort :** La technologie d'aide à l'enfilage d'Ansell comprend un revêtement interne en polymère qui facilite l'enfilage à sec ou à l'humidité.
- **Testés pour la chimiothérapie :** En outre, ces gants à manchette longue sont testés selon la norme ASTM D6978 et recommandés pour la manipulation en toute sécurité des médicaments de chimiothérapie\*.

\* Contactez le service client d'Ansell pour connaître les temps de perméation spécifiques des agents de chimiothérapie et obtenir des recommandations.

### Recommandé pour

- Protection contre les allergies au latex de Type I et minimisation des allergies aux produits chimiques de Type IV parmi les professionnels de santé ou les patients
- Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques
- Enfilage sur mains humides

### TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

 **A.R.T.**  
Pinhole Barrier Technology

 **DERMASHIELD™**  
Donning Aid Technology



### GAMMEX™ Des innovations qui vous protègent

À la pointe de l'innovation, les gants chirurgicaux GAMMEX™ sont conçus pour suivre l'évolution des besoins du personnel en milieu chirurgical. Formules exclusives, technologies de pointe, confort ergonomique et protection supérieure : autant d'atouts sur lesquels les professionnels de la santé du monde entier peuvent compter lorsqu'ils nous confient leurs mains.

# GAMMEX™ Sans latex

GANTS CHIRURGICAUX

## INFORMATIONS DU PRODUIT

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                                                 | Néoprène                                                                                                                                                                                                                 |
| Couleur                                                                  | Vert                                                                                                                                                                                                                     |
| Épaisseur                                                                | Standard                                                                                                                                                                                                                 |
| Surface externe du gant                                                  | Lisse avec finition micro-adhésivée                                                                                                                                                                                      |
| Surface interne du gant                                                  | Enduction polymère avec technologie DERMASHIELD™                                                                                                                                                                         |
| Niveau de préhension                                                     | Modéré                                                                                                                                                                                                                   |
| Recommandation de double gantage                                         | Gant externe ou sous-gant                                                                                                                                                                                                |
| Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques | Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)                                                                                                             |
| Absence de trous (niveau d'inspection I)                                 | 0.65 AQL                                                                                                                                                                                                                 |
| Stérile                                                                  | Oui                                                                                                                                                                                                                      |
| Normes du produit                                                        | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F1670, ASTM F739, CE 0493 (PPE) + CE 2797 (MD), EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107 |
| Normes de qualité/environnementales                                      | EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP                                                                                                                                                 |
| Conditionnement                                                          | 50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton                                                                                                                                                        |
| Durée limite de stockage                                                 | 3 years                                                                                                                                                                                                                  |
| Consignes de conservation                                                | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.                                                                                                  |
| Accélérateurs chimiques de vulcanisation                                 | Néant                                                                                                                                                                                                                    |

## INFORMATIONS DE COMMANDE

| Taille       | 5.5       | 6         | 6.5       | 7         | 7.5       | 8         | 8.5       | 9         |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Code produit | 340006055 | 340006060 | 340006065 | 340006070 | 340006075 | 340006080 | 340006085 | 340006090 |

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

**Amérique du Nord**  
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916  
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854  
E-mail : insidesalesus@ansell.com  
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327  
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

**Amérique centrale et du Sud**  
Tél. : +52(442) 296 20 50  
E-mail : cslac@ansell.com  
**Brésil**  
Tél. : +55 11 3356 3100  
E-mail : luvras.medicas@ansell.com

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail : info@ansell.eu

**Asie-Pacifique**  
Tél. : + 603 8310 6688  
E-mail: apac.medical@ansell.com

**Inde**  
Tél. : +91 22 38124500  
E-mail : info.india@ansell.com  
**Australie et Nouvelle-Zélande**  
Tél. : + 61 3 9270 7270  
E-mail : protection@ap.ansell.com  
**Chine**  
Tél. : +86(21) 3827 5005  
E-mail : infochina@ansell.com