

Precedentemente noto come: MICROGARD® 1500 PLUS Lab Coat - Model 204

### **Camice da laboratorio traspirante e privo di silicone, realizzato in tessuto SMS antistatico.**

- **Traspirazione ottimizzata:** AlphaTec™ 1500 PLUS Lab Coat Bound - Modello 204 offre una protezione confortevole in ambienti industriali generici, grazie al materiale SMS permeabile all'aria e al vapore acqueo e antistatico.
- **Riduzione dei rischi di contaminazione:** Questo indumento protettivo esterno, privo di silicone, riduce al minimo i rischi di contaminazione ed è quindi ideale per i settori delle scienze biologiche e della lavorazione dei metalli.
- **Ergonomia migliorata:** Inoltre, questo indumento protettivo bianco offre una vestibilità ottimizzata, che migliora il comfort di chi lo indossa e la sicurezza sul posto di lavoro.



## Industrie

- Chimica
- Scienze della vita
- Industria automobilistica


## Applicazioni

- Disimballaggio di merci sfuse
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Assemblaggio e ispezione di componenti


## VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Permeabile all'aria e al vapore acqueo:** Per una comoda protezione personale
- **Design senza silicone:** Rivestimento barriera da laboratorio che garantisce superfici pulite
- **Vestibilità ottimizzata:** Indumento protettivo che unisce comfort e sicurezza

## Diagramma del materiale



## Diagramma di cucitura



## Performance Standards



EN ISO 13688:2013



PARTIAL BODY  
PROTECTION ONLY

TYPE PB [6]

## Informazioni sul prodotto

| Informazioni sul prodotto       |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Taglie disponibili              | M, L, XL, 2XL                           |
| Colore                          | Bianco                                  |
| Quadro generale confezionamento | Imballati singolarmente                 |
| Materiale del prodotto          | Tessuto SMS con trattamento antistatico |
| Modello del prodotto            | 1500 PLUS - Lab Coat Bound Model 204    |
| Quadro generale standard        | CATEGORIA CE III (Tipo PB [6])          |
| Tipo di cucitura                | Bordato                                 |
| Durata                          | 5 years                                 |
| Numero di stile                 | W15B204                                 |

**Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero**

**Europa, Medio Oriente ed Africa**

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**North America Region**

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australia**

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Regioni dell'Asia Pacifico**

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**America Latina & Caraibi**

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

