

Guanti non sterili in lattice per camere bianche, che offrono un comfort e una flessibilità eccellenti.

- **Comfort elevato:** il materiale flessibile in lattice dei guanti per camera bianca BioClean™ Legend BLHN e il loro design anatomico garantiscono il comfort quotidiano.
- **Caratteristiche avanzate:** Questi guanti in lattice non sterili sono caratterizzati da una superficie delle dita testurizzata, per una migliore presa, mentre il design del polsino con perline garantisce resistenza e stabilità.
- **Protezione aggiuntiva:** I guanti per camera bianca BioClean™ Legend BLHN sono inoltre progettati per facilitare la doppia indossatura e garantire un ulteriore livello di protezione.
- **Riduzione dei rischi di contaminazione:** L'imballaggio EasyTear, non particolato, riduce ulteriormente il rischio di contaminazione dell'ambiente della camera bianca.



VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Materiale in lattice:** protezione della mano con un comfort e una flessibilità eccellenti
- **Superficie delle dita testurizzata con polsino in rilievo:** per guanti da camera bianca con grip
- **Design a doppia vestibilità:** maggiore praticità e protezione

Industrie

- Ambienti controllati e critici
- Produzione e produzione
- Laboratori e R&S

SCHEDA TECNICA

	Informazioni prodotto
Materiale	Lattice di gomma naturale
Colore	Naturale
Forma	Per mano destra e mano sinistra
Polso	Bordino salvagoccia
Produzione/Standard di audit QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Regolamentazione	CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Contatto con alimenti, Categoria III, UKCA
Confezionamento	50 guanti mano destra e 50 guanti mano sinistra confezionati in sacchetti interni distinti, in PE, sigillati; Questi due sacchetti interni in PE (guanti 50xSx e 50xDx) per ogni sacchetto esterno sigillato in PE; Quattro sacchetti esterni in PE per cartone (200 paia per cartone) Imballaggi più sostenibili: Questi guanti in lattice non sterili sono confezionati in imballaggi di plastica riciclabile* e consegnati in scatole di cartone riciclato. *L'involucro interno, la busta, il sacchetto e la fodera sono realizzati con film a base di polietilene (PE). Verificare sempre lo stato di riciclabilità locale, in quanto questi materiali potrebbero non essere considerati idonei al riciclaggio nel proprio paese.
Conservazione	Tenere lontano dalla luce diretta del sole; conservare in un luogo asciutto e nella confezione originale. Tenere lontano da fonti di ozono. Se i prodotti sono conservati correttamente, come indicato, non perderanno le loro prestazioni o cambieranno le loro caratteristiche in modo significativo. Se i prodotti possono risentire dell'invecchiamento o del periodo di conservazione, la data di scadenza viene riportata sui materiali di imballaggio.
Taglie disponibili	6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Superficie esterna del guanto	Dita testurizzate
Internal Glove Surface	Clorurati
Classe in Camera Bianca	Classe 4 ISO
Durata	5 Years
Testati per uso con farmaci chemioterapici	No
Livello di proteine	50 µg/g, o meno, di proteine estraibili totali
Antistatico	No



Leggenda BLHN

Guanto monouso non sterile in lattice per camera bianca

Proprietà fisiche							Metodo di prova
Taglie	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN ISO 21420
Lunghezza (mm/in)	295 / 11.61						
Ampiezza del palmo (mm/in)	83/3,3	89/3,5	95/3,7	102/4	108/4,2	114/4.5	
Assenza di forature	1.5 AQL Performance Level 2						EN 374-2
Conta particellare media $\geq 0,5\mu\text{m}$ (conte / cm ²)	<2000						IEST-RP-CC005.4
Spessore minimo del palmo parete singola (mm/mil)	0.21						EN 455-2
Spessore minimo del dito parete singola (mm/mil)	0.24						EN 455-2
Spessore minimo del polsino parete singola (mm/mil)	0.20						EN 455-2
Forza a rottura (N) durante l'invecchiamento	$\geq 9\text{N}$						EN 455-2

CONTENUTO DI IONI

Concentrazione in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Medio	Concentrazione in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Medio
Ammonio	< 0.05	Nitrato	< 0.50
Bromuro	< 0.01	Nitrito	< 0.01
Calcio	< 0.80	Fosfato	< 0.01
Cloruro	< 1.80	Potassio	< 0.08
Fluoruro	< 0.01	Sodio	< 0.08
Litio	< 0.01	Solfato	< 0.22
Magnesio	< 0.05	Zinco	< 0.60

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

TAGLIA	6.5	7	7.5	8	8.5	9
RIORDINE N.	BLHN65	BLHN70	BLHN75	BLHN80	BLHN85	BLHN90

STANDARD DELLE PRESTAZIONI E CONFORMITÀ NORMATIVA



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

America Latina e Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

