

## Guanti in lattice sterili lunghi fino alle spalle, per una protezione personale completa.

- **Protezione aggiuntiva:** I guanti BioClean™ Maxima BLLS sono guanti sterili in lattice di forma anatomica, lunghi fino alle spalle, appositamente studiati per fornire una protezione extra.
- **Comfort elevato:** Il materiale in lattice di questi guanti per camera bianca è intrinsecamente confortevole e flessibile, per un dispositivo di protezione personale facile da indossare.
- **Presa migliorata:** questi guanti sterili per camera bianca vantano anche un palmo e dita testurizzati, che migliorano le prestazioni di presa.
- **Riduzione dei rischi di contaminazione:** Questi guanti BioClean™ sono stati sottoposti a sterilizzazione con irradiazione gamma per ridurre al minimo il rischio di contaminazione nell'ambiente della camera bianca.
- **Autentica adattabilità:** Inoltre, i guanti DPI BioClean™ Maxima BLLS, lunghi fino alle spalle, sono progettati per facilitare la doppia vestizione.



### VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Lunghezza 600 mm/24":** Per una maggiore copertura e protezione del braccio
- **Composizione in lattice:** combinazione di flessibilità e comfort
- **Superficie strutturata:** per guanti in lattice con presa migliorata

#### Industrie

- Ambienti controllati e critici
- Produzione e produzione
- Laboratori e R&S
- Dipartimento processi sterili





## Maxima BLLS

Guanto sterile monouso in lattice per camera bianca

### SCHEDA TECNICA

	Informazioni prodotto
Materiale	Lattice di gomma naturale
Colore	Naturale
Forma	Per mano destra e mano sinistra
Polso	Bordino salvagoccia
Produzione/Standard di audit QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Regolamentazione	CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Contatto con alimenti, Categoria III
Confezionamento	Un paio per involucro interno in PE; un involucro per busta sigillata in PE EasyTear; 10 sacchetti per sacchetto esterno sigillato in PE; 10 sacchetti esterni per scatolone (100 paia)
Paese di origine	Malesia
Taglie disponibili	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10
Contenuto di polvere	Senza polvere
Superficie esterna del guanto	Dita e palmo testurizzati
Internal Glove Surface	Clorurati
Metodo di sterilizzazione	Raggi GAMMA (25 kGy)
Dose minima sterilizzazione	25kGy
Livello di garanzia della sterilità	10 <sup>-6</sup>
Classe in Camera Bianca	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Durata	Cinque (5) anni dalla data di produzione.
Livello di proteine	50 µg/g, o meno, di proteine estraibili totali



## Maxima BLLS

Guanto sterile monouso in lattice per camera bianca

Proprietà fisiche									Metodo di prova
Taglie	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	EN 420
Lunghezza (mm/in)	600/24								
Ampiezza del palmo (mm/in)	77/3	83/3,3	89/3,5	95/3,7	102/4	108/4,2	115/4,5	120/4.7	
Assenza di forature	AQL 1,5 Livello di prestazioni 2								EN 374-2
Conta particellare media $\geq 0,5\mu\text{m}$ (conte / cm <sup>2</sup> )	<1200								IEST-RP-CC005.4
Spessore minimo del palmo parete singola (mm/mil)	0.18 / 7.09								EN 455-2
Spessore minimo del dito parete singola (mm/mil)	0.20 / 7.87								EN 455-2
Spessore minimo del polsino parete singola (mm/mil)	0.12 / 4.72								EN 455-2
Forza a rottura (N) durante l'invecchiamento	$\geq 9\text{N}$								EN 455-2

## CONTENUTO DI IONI

Concentrazione in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Medio	Concentrazione in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Medio
Ammonio	Non testato	Nitrato	0,01
Bromuro	Non rilevato	Nitrito	0,01
Calcio	0,07	Fosfato	Non rilevato
Cloruro	0,12	Potassio	0,03
Fluoruro	Non rilevato	Sodio	0,01
Litio	Non rilevato	Solfato	0,01
Magnesio	0.02	Zinco	Non rilevato

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

TAGLIA	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
RIORDINE N.	BLLS60	BLLS65	BLLS70	BLLS75	BLLS80	BLLS85	BLLS90	BLLS100

## STANDARD DELLE PRESTAZIONI E CONFORMITÀ NORMATIVA



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero

### Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

### America Latina e Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

