

Sistema di guanti/maniche RABS/isolatore in nitrile sterile convalidato che garantisce una protezione ottimale

- **Sistema integrato:** Il sistema guanto/manicotto RABS/isolatore in nitrile BioClean™ GSG10NITXLMA comprende un manicotto in nitrile collegato a un guanto PCP ambidestro di taglia L (BioClean™ S-BFAP), mediante un anello di canalizzazione e un O ring.
- **Protezione specializzata:** Il sistema di guanti GSG10NITXLMA è testato secondo la norma ASTM D6978-05 per ottimizzare la protezione dei lavoratori che manipolano farmaci chemioterapici.
- **Riduzione del rischio:** inoltre, il sistema di guanti/maniche in nitrile BioClean™ RABS/Isolator GSG10NITXLMAX è ispezionato visivamente al 100%, riducendo il rischio di contaminazione e garantendo un'efficace protezione del braccio e della mano.
- **Caratteristiche avanzate:** Il sistema di guanti con manica isolante BioClean™ GSG10NITXLMA è compatibile con l'autoclave (solo la manica), si adatta alle porte da 8"/203 mm e presenta una lunghezza extra di 39"/995 mm che consente una maggiore flessibilità e comfort.



VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Testato ASTM D6978-05:** Certificato per la manipolazione sicura dei farmaci chemioterapici
- **Elaborazione in camera bianca ISO 4:** livelli di pulizia eccellenti
- **Livello di garanzia di sterilità (SAL) pari a 10⁻⁶:** prodotto sterile per la protezione delle mani.

- Materie prime e preparazione
- Manifatturiero in biotecnologia



GSG10NITXLMA

Sistema RABS sterili in nitrile /
manicotto isolatore/guanto
convalidato

SCHEDA TECNICA

Modello del prodotto	GSG10NITXLMA
Materiale	Nitrile, Neoprene (Policloroprene)
Colore	Bianco, Verde
Forma	Ambidestri
Superficie esterna del guanto	Dita testurizzate
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Standard di audit	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Quadro generale confezionamento	Un sistema - composto da manicotto, guanto ambidestro di taglia 8.0-8.5 e gruppo anello canale/O-ring confezionato in un sacchetto interno in PE; Un sistema - composto da manicotto, guanto ambidestro misura 8.0-8.5 e gruppo anello canale/O-ring confezionato in sacchetto interno in PE; due sacchetti interni (due sistemi) confezionati per sacchetto esterno in PE; 10 sacchetti esterni (20 sistemi) per cartone ondulato bianco foderato.
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce diretta del sole; conservare in un luogo asciutto e nella confezione originale. Tenere lontano da fonti di ozono. Se i prodotti sono conservati correttamente, come indicato, non perderanno le loro prestazioni o cambieranno le loro caratteristiche in modo significativo. Se i prodotti possono risentire dell'invecchiamento o del periodo di conservazione, la data di scadenza viene riportata sui materiali di imballaggio.
Paese di origine	Malesia
Taglie disponibili	L
Gamma esercizio temperatura	Da -10°C a 120°C
Metodo di sterilizzazione	Raggi GAMMA (25 kGy)
Durata	Tre (3) anni dalla data di produzione.
Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 (non in elenco in US FDA 510k)
Livello di proteine	N/A: non contiene lattice di gomma naturale
Standard	ASTM D6978, CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, UKCA



GSG10NITXLMA

Sistema RABS sterili in nitrile /
manicotto isolatore/guanto
convalidato

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi	Metodo di prova
Taglie	L	
Ampiezza del palmo (mm/in)	95 mm	EN ISO 21420
Dimensioni porta	8"	
Spessore minimo del palmo parete singola (mm/mil)	0.10 / 3.94	EN 455-2
Spessore minimo del dito parete singola (mm/mil)	0.12 / 4.72	EN 455-2
Spessore minimo del polsino parete singola (mm/mil)	0.50/20	EN 455-2

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

	PORT SIZE	8"/203mm
	TAGLIA	L
GSG10NITXLMA	RIORDINE N.	GSG10NITXLMA

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regno Unito

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Tecnologia



NO RUBBER LATEX

Standard delle prestazioni e conformità normativa



Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.



