

Maschera facciale sterile ad anello con connettore a clip per un fissaggio sicuro

- **Protezione specializzata:** La maschera facciale ad anello sterile BioClean™ MEA210-1 garantisce un'elevata efficienza di filtrazione di batteri, virus e particelle, offrendo al contempo una maggiore traspirabilità e comfort per l'utilizzatore
- **Caratteristiche avanzate:** Questa maschera facciale sterile ad anello è dotata di un connettore a clip (le cui versioni aggiuntive sono disponibili per l'acquisto separato - CC-FMC4), che offre un fissaggio rapido e sicuro nella parte posteriore della testa.
- **Riduzione dei rischi di contaminazione:** Questa maschera facciale sterile BioClean™ è prodotta con materiali compatibili con la camera bianca e viene lavorata in un ambiente di camera bianca di classe 4 ISO certificata NEBB per ridurre i rischi di contaminazione.



Key Features and Benefits

- **Controllo della contaminazione:** Alta efficienza di filtrazione particellare e batterica (BFE)
- **Materiali compatibili con la camera bianca:** riduzione del rischio di contaminazione
- **Connettore a clip:** per un fissaggio rapido e sicuro

Industrie

- Produzione e produzione
- Ambienti controllati e critici
- Laboratorio e ricerca



Mascherina con elastici sterile BioClean™ MEA210-1

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiale	Polipropilene polietilene
Standard di audit	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Standard	ASTM F2101, ISO 2859, ISO 9001:2015
Quadro generale confezionamento	Un pezzo (con clip blu) per sacchetto interno sigillato in PE; 50 sacchetti interni per sacchetto sigillato esterno in PE; 12 sacchetti esterni per scatolone (600 pezzi)
Paese di origine	Cina
Metodo di sterilizzazione	Gamma irradiation
Dose minima sterilizzazione	25kGy
Livello di garanzia della sterilità	10 ⁻⁶
Istruzioni per la conservazione	Conservare in luogo fresco e asciutto (<40°C), lontano dalla luce diretta del sole e dalla luce fluorescente.
Durata	Cinque (5) anni dalla data di produzione.

PHYSICAL PROPERTIES

Colore	Bianco
Dimensioni complessive	LARGHEZZA (± 5 mm) 210 mm ALTEZZA (± 5 mm) 95 mm

PERFORMANCE INFORMATION

Classe in Camera Bianca	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Viral Filtration Efficiency	93,8% @3,0 micron

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

	TAGLIA	Mascherina con elastici sterile
MEA210-1	RIORDINE N.	MEA210-1

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

