

DISPOS-A-GLOVE® Sterile Singolo

Serie Essential

Questi guanti sintetici per esami medici, in confezione singola, sono ideali per brevi applicazioni sterili.

- **Sterili:** confezionati in un singolo guanto sterile per busta, questi guanti senza polvere sono adatti a procedure mediche sterili (non chirurgiche).
- **Riduzione del rischio di allergie:** Questo guanto sintetico è realizzato con materiali copolimerici (film di etilene vinilacetato), che lo rendono adatto all'uso da parte di persone allergiche al lattice di gomma naturale (allergie di tipo I).
- **Sensibilità accentuata:** Questo guanto offre anche una buona sensibilità tattile a chi lo indossa.
- **Amichevole con il doppio guanto:** DISPOS-A-GLOVE® può essere utilizzato come guanto di rivestimento per una maggiore protezione.
- **Conveniente:** questo guanto sintetico per uso sterile è offerto a un prezzo competitivo.
- **Facile da indossare:** questo guanto è confezionato su carta di supporto, per cui è facile da indossare.

Consigliato per

- Interventi sterili non di sala operatoria
- Brevi procedure di esplorazione a basso rischio
- Protezione di operatori sanitari o pazienti dall'allergia al lattice di Tipo I



DISPOS-A-GLOVE

DISPOS-A-GLOVE® Sterile Singolo

Serie Essential

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	EVA (etilene vinil acetato)	Non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Colore	Trasparente	Lunghezza del polso	Standard
Contenuto di polvere	Senza polvere	Superficie esterna del guanto	Liscia
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	1,5 AQL	Spessore del dito (mm/mil)	0.03 / 1.2
Spessore del palmo (mm/mil)	0.03 / 1.2	Prevenzione dalle allergie	Lattice (Tipo I)
Taglie disponibili	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9)	Testati per uso con farmaci chemioterapici	No
Sterile	Sì	Antistatico	Non testato
Lunghezza guanto	278 / 10.9	Segmentazione prodotto	Serie Essential

INFORMAZIONE PRODOTTO

Taglia	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)
Codice prodotto	MDG601	MDG701	MDG801

Annotazione

CONFEZIONAMENTO E/O STOCCAGGIO

Confezionamento	1 guanto/busta di carta 100 guanti per scatola 14 scatole per cartone/scatolone
Durata	3 anni
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione

NORME E CERTIFICAZIONI

Numero CE, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I



Acceleranti chimici di vulcanizzazione

Nessuna	
---------	--

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

Nord America
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

America Centrale & Sud America
Tel: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brasile
Tel: +55-11-3356-3100
Email:
luvas.medicas@ansell.com

Europa, Medio Oriente ed Africa
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacifico
Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Australia e Nuova Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA
www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.