

ENCORE™ Latex Underglove

GUANTI CHIRURGICI

Sottoganti in lattice senza polvere, progettati per il doppio guanto durante le procedure chirurgiche

- **Maggiore sicurezza:** il sottoganto in lattice ENCORE® è di colore verde chirurgico e contrasta con la maggior parte dei guanti esterni, rendendo più facile l'individuazione di eventuali rotture.
- **Comfort e idratazione migliorati:** Questi guanti in lattice senza polvere sono inoltre dotati di un rivestimento interno, progettato con la tecnologia HYDRASOFT™ Skin Moisturizing Technology**, che trattiene l'umidità e reidrata la pelle.
- **Si indossa e si toglie con facilità:** Il rivestimento interno con tecnologia DERMASHIELD™ e la superficie esterna a basso attrito rendono questi guanti sterili facili e comodi da indossare e da togliere sia in condizioni di asciutto che di umidità, facilitando il doppio guanto e i cambi intraoperatori.



**contiene glicerolo e dimeticone agenti idratanti

ATTENZIONE: L'uso sicuro di questi guanti da parte di persone sensibili al lattice non è stato stabilito - questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, che può causare reazioni allergiche.

Consigliato per

- Da utilizzare come sottoganto nella doppia calzata
- Tutti gli interventi chirurgici, in particolare gli interventi ad alto rischio di ortopedia, traumatologia e cardiologia
- Calzare i guanti con le mani umide
- Facile individuazione di una rottura del guanto

TECNOLOGIE INTEGRATE



ENCORE® Sicurezza nell'operare

Impegnati a offrire soluzioni ottimizzate per offrire un alto grado di sicurezza a chirurghi, infermieri e tecnici di sala operatoria che vogliono sia protezione che un alto livello di destrezza, comfort e presa per lavorare al meglio.

ENCORE™ Latex Underglove

GUANTI CHIRURGICI

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	Lattice di gomma naturale
Contenuto di polvere	Senza polvere
Colore	Verde
Spessore	Micro
Modello di polso	Bordino salvagoccia con SUREFIT™ Technology
Superficie esterna del guanto	Liscia con finitura microtesturizzata
Superficie interna guanto	Rivestito con HYDRASOFT™ Technology
Prevenzione dalle allergie	Nessuna
Livello di presa	Bassa
Raccomandazione doppia calzata	Sottoguanto
Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 (non in elenco in US FDA 510k)
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	0,65 AQL
Sterile	Sì
Norme sui prodotti	ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493 (PPE) + CE 2797 (MD) , EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Norme di qualità/ambientali	EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Confezionamento	50 paia per scatola; 4 scatole per cartone/scatolone; 200 paia per cartone/scatolone
Durata	3 anni
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC), Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC)

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Codice prodotto	330113055	330113060	330113065	330113070	330113075	330113080	330113085	330113090

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

Nord America
 US Tel: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 E-mail: insidesalesus@ansell.com
 Sandel US Tel: 866 764 3327
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

America Centrale & Sud America
 Tel: +52(442) 296 20 50
 E-mail: cs lac@ansell.com
Brasile
 Tel: +55-11-3356-3100
 Email: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Medio Oriente ed Africa
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacifico
 Tel: +603 8310 6688
 Email: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: +91 22 38124500
 Email: info.india@ansell.com
Australia e Nuova Zelanda
 Tel: +61 3 9270 7270
 Email: protection@ap.ansell.com
Cina
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com