

ENCORE™ Non-Latex

GUANTI CHIRURGICI

Guanto chirurgico di neoprene, senza acceleratori chimici, che offre una combinazione insuperabile di sensibilità e durata

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- 100% non lattice e senza acceleratori chimici, per eliminare il rischio di allergie al lattice (Tipo I) e ridurre al minimo sensibilizzazioni cutanee ed allergie alle sostanze chimiche (Tipo IV)
- SENSOPRENE™ Formulation permette di realizzare un guanto più sottile ma robusto per maggiore comfort e durata
- Fino al 30% più sottile dei guanti chirurgici standard Ansell in neoprene, per livelli migliorati di sensibilità tattile e destrezza
- Liscio con finitura microtesturizzata, per manipolazione e presa sicure degli strumenti
- Il guanto è stato sottoposto a test per uso con farmaci chemioterapici ed un'ampia gamma di sostanze chimiche utilizzate negli ospedali*

**Contattare il Servizio Clienti Ansell per raccomandazioni specifiche ed i tempi di permeazione dei farmaci chemioterapici.*

Consigliato per

- Protezione di operatori sanitari o pazienti dall'allergia al lattice di Tipo I e riduzione al minimo delle allergie chimiche di Tipo IV
- Da utilizzare come guanto esterno nella doppia calzata
- Tutti gli interventi chirurgici, in particolare le operazioni delicate di oftalmologia, microchirurgia e cardiovascolari

TECNOLOGIE INTEGRATE



A.R.T.
Pinhole Barrier Technology

DERMASHIELD™
Donning Aid Technology

SENSOPRENE
Ultra Thin Neoprene Technology



ENCORE™ Sicurezza nell'operare

Impegnati a offrire soluzioni ottimizzate per offrire un alto grado di sicurezza a chirurghi, infermieri e tecnici di sala operatoria che vogliono sia protezione che un alto livello di destrezza, comfort e presa per lavorare al meglio.

ENCORE™ Non-Latex

GUANTI CHIRURGICI

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	Neoprene
Contenuto di polvere	Senza polvere
Colore	Naturale
Spessore	Micro
Modello di polso	Bordino salvagoccia con SUREFIT™ Technology
Superficie esterna del guanto	Liscia con finitura microtesturizzata
Superficie interna guanto	Polimero rivestito con DERMASHIELD™ Technology
Livello di presa	Moderato
Raccomandazione doppia calzata	Guanto esterno
Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 e approvato US FDA
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	0.4 AQL
Sterile	Sì
Norme sui prodotti	ASTM D6978, CE 0493 (PPE) + CE 2797 (MD) , EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Norme di qualità/ambientali	EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Confezionamento	50 paia per scatola; 4 scatole per cartone/scatolone; 200 paia per cartone/scatolone
Durata	3 years
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	Nessuna

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Codice prodotto	340111055	340111060	340111065	340111070	340111075	340111080	340111085	340111090

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

Nord America
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel US Tel: 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

America Centrale & Sud America
Tel: +52(442) 296 20 50
E-mail: csjac@ansell.com
Brasile
Tel: +55-11-3356-3100
Email: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Medio Oriente ed Africa
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacifico
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

India
Tel: +91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Australia e Nuova Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com
Cina
Tel: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com