

ENCORE™ Non-Latex

GUANTI CHIRURGICI

Guanto chirurgico di neoprene, senza acceleratori chimici, che offre una combinazione insuperabile di sensibilità e durata

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- 100% non lattice e senza acceleratori chimici, per eliminare il rischio di allergie al lattice (Tipo I) e ridurre al minimo sensibilizzazioni cutanee ed allergie alle sostanze chimiche (Tipo IV)
- SENSOPRENE™ Formulation permette di realizzare un guanto più sottile ma robusto per maggiore comfort e durata
- Fino al 30% più sottile dei guanti chirurgici standard Ansell in neoprene, per livelli migliorati di sensibilità tattile e destrezza
- Liscio con finitura microtesturizzata, per manipolazione e presa sicure degli strumenti
- Il guanto è stato sottoposto a test per uso con farmaci chemioterapici ed un'ampia gamma di sostanze chimiche utilizzate negli ospedali*

**Contattare il Servizio Clienti Ansell per raccomandazioni specifiche ed i tempi di permeazione dei farmaci chemioterapici.*

Consigliato per

- Tutti gli interventi chirurgici, in particolare le operazioni delicate di oftalmologia, microchirurgia e cardiovascolari
- Protezione di operatori sanitari o pazienti dall'allergia al lattice di Tipo I e riduzione al minimo delle allergie chimiche di Tipo IV
- Da utilizzare come guanto esterno nella doppia calzata

TECNOLOGIE INTEGRATE



A.R.T.
Pinhole Barrier Technology

DERMASHIELD™
Donning Aid Technology

SENSOPRENE
Ultra Thin Neoprene Technology



ENCORE® Sicurezza nell'operare

Impegnati a offrire soluzioni ottimizzate per offrire un alto grado di sicurezza a chirurghi, infermieri e tecnici di sala operatoria che vogliono sia protezione che un alto livello di destrezza, comfort e presa per lavorare al meglio.

ENCORE™ Non-Latex

GUANTI CHIRURGICI

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	Neoprene (Policloroprene)
Contenuto di polvere	Senza polvere
Colore	Naturale
Spessore	Micro
Modello di polso	Bordino salvagoccia con SUREFIT™ Technology
Superficie esterna del guanto	Liscia con finitura microtesturizzata
Superficie interna guanto	Polimero rivestito con DERMASHIELD™ Technology
Prevenzione dalle allergie	Lattice (Tipo I), sostanze chimiche (Tipo IV)
Livello di presa	Moderato
Raccomandazione doppia calzata	Guanto esterno
Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 e approvato US FDA
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	0.65 AQL
Sterile	Sì
Norme sui prodotti	ASTM D6978, CE 0493 (PPE) + CE 2797 (MD) , EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Norme di qualità/ambientali	EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Confezionamento	50 paia per scatola; 4 scatole per cartone/scatolone; 200 paia per cartone/scatolone
Durata	3 anni
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	Nessuna

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Codice prodotto	340111055	340111060	340111065	340111070	340111075	340111080	340111085	340111090

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

Nord America
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel US Tel: 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

America Centrale & Sud America
Tel: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brasile
Tel: +55-11-3356-3100
Email: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Medio Oriente ed Africa
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacifico
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

India
Tel: +91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Australia e Nuova Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com
Cina
Tel: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com