

# GAMMEX™ Lattice

GUANTI CHIRURGICI

## Guanti chirurgici in lattice, senza polvere, che combinano comfort, resistenza e sensibilità tattile ottimali

- **Comfort e protezione elevati:** L'esclusiva formulazione in lattice dei guanti senza polvere GAMMEX™ Latex è morbida ma robusta e offre la migliore combinazione di comfort e protezione della mano.
- **Certificato per il comfort e le prestazioni ergonomiche:** Certificata dall'United States Ergonomics, la forma anatomica di questi guanti è caratterizzata da cuscinetti a forma di dito che aumentano la sensibilità della punta delle dita, riducendo al minimo lo sforzo muscolare della mano.
- **Processi di pulizia extra:** Altri processi di pulizia assicurano i più bassi livelli di proteine del lattice e di acceleratori chimici per ridurre al minimo il rischio di sviluppare allergie al lattice di tipo I o alle sostanze chimiche di tipo IV.
- **Facile da indossare:** L'esclusiva tecnologia Ansell di ausilio alla calzatura contribuisce a rendere agevole la calzatura di mani asciutte e umide.
- **Manipolazione sicura della chemio:** Testato in conformità alla norma ASTM D6978, può essere utilizzato in modo sicuro con una serie di farmaci chemioterapici\*.

ATTENZIONE: L'uso sicuro di questi guanti da parte di persone sensibili al lattice non è stato stabilito. Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, che può causare reazioni allergiche.

\*Contattare il Servizio Clienti Ansell per conoscere i tempi di permeazione dei farmaci chemioterapici e le raccomandazioni specifiche.

### Consigliato per

- Testati per uso con farmaci chemioterapici
- Da utilizzare come guanto esterno nella doppia calzatura
- Calzare i guanti con le mani umide
- Extra comfort durante interventi lunghi e complessi

### TECNOLOGIE INTEGRATE



### GAMMEX™ Innovazione che protegge

Frutto di innovazione, i guanti chirurgici GAMMEX™ sono realizzati per rispondere alla continua evoluzione delle esigenze del personale chirurgico. Grazie a formulazioni uniche e tecnologie d'avanguardia, comfort ergonomico e protezione superiore, gli operatori sanitari di tutto il mondo affidano le loro mani alle nostre.

# GAMMEX™ Lattice

GUANTI CHIRURGICI

## INFORMAZIONE PRODOTTO

|                                              |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                                    | Lattice di gomma naturale                                                                                                                                                                 |
| Colore                                       | Naturale                                                                                                                                                                                  |
| Spessore                                     | Standard                                                                                                                                                                                  |
| Superficie esterna del guanto                | Liscia con finitura microtesturizzata                                                                                                                                                     |
| Superficie interna guanto                    | Polimero rivestito con DERMASHIELD™ Technology                                                                                                                                            |
| Prevenzione dalle allergie                   | Nessuna                                                                                                                                                                                   |
| Livello di presa                             | Moderato                                                                                                                                                                                  |
| Raccomandazione doppia calzata               | Guanto esterno                                                                                                                                                                            |
| Testati per uso con farmaci chemioterapici   | Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 (non in elenco in US FDA 510k)                                                                                                                    |
| Assenza di forature (Livello I di ispezione) | 0.4 AQL                                                                                                                                                                                   |
| Sterile                                      | Sì                                                                                                                                                                                        |
| Norme sui prodotti                           | AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, CE 0493 (PPE) + CE 2797 (MD) , EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107 |
| Norme di qualità/ambientali                  | EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP                                                                                                                     |
| Confezionamento                              | 50 paia per scatola; 4 scatole per cartone/scatolone; 200 paia per cartone/scatolone                                                                                                      |
| Durata                                       | 3 years                                                                                                                                                                                   |
| Istruzioni per la conservazione              | Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione                                                      |
| Acceleranti chimici di vulcanizzazione       | Polisolfuri xantogeno, Di-N-butil-ditiocarbammato di sodio (SDBC), Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC)                                                                                |

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

| Taglia          | 5.5       | 6         | 6.5       | 7         | 7.5       | 8         | 8.5       | 9         | 9.5       |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Codice prodotto | 330048055 | 330048060 | 330048065 | 330048070 | 330048075 | 330048080 | 330048085 | 330048090 | 330048095 |

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

**Nord America**  
US Tel: 800 952 9916  
CA Tel: 1-844-494-7854  
E-mail: insidesalesus@ansell.com  
Sandel US Tel: 866 764 3327  
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

**America Centrale & Sud America**  
Tel: +52(442) 296 20 50  
E-mail: cslac@ansell.com  
**Brasile**  
Tel: +55-11-3356-3100  
Email: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Medio Oriente ed Africa**  
Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail: info@ansell.eu

**Asia Pacifico**  
Tel: +603 8310 6688  
Email: apac.medical@ansell.com

**India**  
Tel: +91 22 38124500  
Email: info.india@ansell.com  
**Australia e Nuova Zelanda**  
Tel: +61 3 9270 7270  
Email: protection@ap.ansell.com  
**Cina**  
Tel: +86(21) 3827 5005  
Email: infochina@ansell.com