

GAMMEX™ Non-Latex PI Textured

GUANTI CHIRURGICI

Guanti chirurgici in poliisoprene, delicati sulla pelle, con finitura esterna testurizzata per un'ottima presa.

- **Presa migliorata:** la finitura testurizzata di questi guanti chirurgici sintetici migliora la presa degli strumenti, per una manipolazione sicura in ambienti umidi, soprattutto durante le procedure ad alto rischio.
- **Facile da usare con il doppio guanto:** Utilizzabile come guanto esterno in caso di doppio guanto, la tecnologia proprietaria Ansell di ausilio alla donazione comprende un rivestimento interno in polimero per facilitare la donazione e la rimozione durante i cambi intraoperatori.
- **Prevenzione allergenica ottimizzata:** Questi guanti sterili in poliisoprene eliminano il rischio di sviluppare un'allergia al lattice e aiutano a prevenire la sensibilizzazione alla dermatite allergica da contatto, poiché non sono prodotti con acceleratori chimici noti come allergeni.
- **Testati per la chemioterapia:** i guanti GAMMEX® Non-Latex PI Textured sono testati per la manipolazione con una serie di farmaci citotossici secondo ASTM D6978**.



**Contattare il Servizio Clienti Ansell per i tempi di permeazione dei farmaci chemioterapici e le raccomandazioni specifiche.

Consigliato per

- Tutti gli interventi chirurgici, in particolare gli interventi ad alto rischio di ortopedia, traumatologia e cardiologia
- Presa migliorata in ambienti umidi
- Protezione da acceleratori chimici come tiurami, carbammati e mercapto, noti come causa dell'allergia di Tipo IV alle sostanze chimiche
- Da utilizzare come guanto esterno nella doppia calzata
- Avendo superato la prova sull'embrione del topo (MEA), può essere usato per gli interventi di fecondazione in vitro (IVF)

TECNOLOGIE INTEGRATE



GAMMEX® Innovazione che protegge

Frutto di innovazione, i guanti chirurgici GAMMEX® sono realizzati per rispondere alla continua evoluzione delle esigenze del personale chirurgico. Grazie a formulazioni uniche e tecnologie d'avanguardia, comfort ergonomico e protezione superiore, gli operatori sanitari di tutto il mondo affidano le loro mani alle nostre.

GAMMEX™ Non-Latex PI Textured

GUANTI CHIRURGICI

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	PI (poliisoprene)
Contenuto di polvere	Senza polvere
Colore	Bianco
Spessore	Standard
Modello di polso	Bordino salvagoccia con SUREFIT™ Technology
Superficie esterna del guanto	Dita e palmo testurizzati
Superficie interna guanto	Polimero rivestito con DERMASHIELD™ Technology
Prevenzione dalle allergie	Lattice (Tipo I)
Livello di presa	Elevato
Raccomandazione doppia calzata	Guanto esterno
Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 e approvato US FDA
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	0,4 AQL
Sterile	Sì
Norme sui prodotti	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, CE 0493 (PPE) + CE 2797 (MD), EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Norme di qualità/ambientali	EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Confezionamento	50 paia per scatola; 4 scatole per cartone/scatolone; 200 paia per cartone/scatolone
Durata	3 anni
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	Xantati, Di-alchil-ditiocarbammato di zinco

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Codice prodotto	340054055	340054060	340054065	340054070	340054075	340054080	340054085	340054090

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

Nord America
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel US Tel: 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

America Centrale & Sud America
Tel: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brasile
Tel: +55-11-3356-3100
Email: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Medio Oriente ed Africa
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacifico
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

India
Tel: +91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Australia e Nuova Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com
Cina
Tel: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com