


# GAMMEX™ PI Hybrid

GUANTI CHIRURGICI

## Guanti chirurgici sintetici ibridi, che offrono il comfort del poliisoprene e la resistenza del neoprene.

- **Maggiore comfort e durata:** Realizzati con la tecnologia proprietaria Ansell a miscela sintetica, questi guanti chirurgici non in lattice combinano il comfort simile al lattice del poliisoprene (PI) con la resistenza del neoprene, in modo da offrire a chi li indossa il meglio di entrambi i mondi.
- **Riduzione dei rischi di allergia:** Essendo un guanto chirurgico non in lattice, GAMMEX® PI Hybrid elimina il rischio di allergia al lattice e una serie di allergeni\* noti per causare dermatiti allergiche da contatto.
- **Prestazioni ergonomiche certificate:** Questo guanto chirurgico PI è certificato dalla United States Ergonomics con una riduzione del 32,3% dello sforzo muscolare della mano\*\*.
- **Vantaggio del doppio guanto:** Questo guanto semitrasparente è un eccellente guanto esterno per il doppio guanto con un guanto inferiore colorato per facilitare l'individuazione della violazione.
- **Testato per la chemioterapia:** Testato ASTM D6978 e può essere utilizzato con una serie di farmaci chemioterapici\*\*\*.



\*Privi di proteine del lattice di gomma naturale e non contengono zinco 2-mercaptobenzotiazolo (ZMBT), difenilguanidina (DPG) e cloruro di cetilpiridinio (CPC).

\*\* Rispetto alle prestazioni a mano nuda

\*\*\*Contattare il Servizio Clienti Ansell per i tempi di permeazione dei farmaci chemioterapici e le raccomandazioni specifiche.

## Consigliato per

- Facile individuazione di una rottura del guanto
- Protezione di operatori sanitari o pazienti dall'allergia al lattice di Tipo I
- Da utilizzare come guanto esterno nella doppia calzata

## TECNOLOGIE INTEGRATE



## GAMMEX® Innovazione che protegge

Frutto di innovazione, i guanti chirurgici GAMMEX® sono realizzati per rispondere alla continua evoluzione delle esigenze del personale chirurgico. Grazie a formulazioni uniche e tecnologie d'avanguardia, comfort ergonomico e protezione superiore, gli operatori sanitari di tutto il mondo affidano le loro mani alle nostre.

# GAMMEX™ PI Hybrid

GUANTI CHIRURGICI

## INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	PI (poliisoprene), Neoprene (Policloroprene)
Contenuto di polvere	Senza polvere
Colore	Naturale
Spessore	Standard
Modello di polso	Bordino salvagoccia con SUREFIT™ Technology
Superficie esterna del guanto	Liscia con finitura microtesturizzata
Superficie interna guanto	Polimero rivestito con DERMASHIELD™ Technology
Prevenzione dalle allergie	Lattice (Tipo I)
Livello di presa	Moderato
Raccomandazione doppia calzata	Guanto esterno
Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 e approvato US FDA
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	0,65 AQL
Sterile	Sì
Norme sui prodotti	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, CE 0493 (PPE) + CE 2797 (MD), EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Norme di qualità/ambientali	EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Confezionamento	50 paia per scatola; 4 scatole per cartone/scatolone; 200 paia per cartone/scatolone
Durata	3 anni
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC), Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC), Di-N-butil-ditiocarbammato di sodio (SDBC), Polisolfuri xantogeno

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Codice prodotto	340063055	340063060	340063065	340063070	340063075	340063080	340063085	340063090

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

**Nord America**  
US Tel: 800 952 9916  
CA Tel: 1-844-494-7854  
E-mail: insidesalesus@ansell.com  
Sandel US Tel: 866 764 3327  
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

**America Centrale & Sud America**  
Tel: +52(442) 296 20 50  
E-mail: cslac@ansell.com  
**Brasile**  
Tel: +55-11-3356-3100  
Email: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Medio Oriente ed Africa**  
Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail: info@ansell.eu

**Asia Pacifico**  
Tel: +603 8310 6688  
Email: apac.medical@ansell.com

**India**  
Tel: +91 22 38124500  
Email: info.india@ansell.com  
**Australia e Nuova Zelanda**  
Tel: +61 3 9270 7270  
Email: protection@ap.ansell.com  
**Cina**  
Tel: +86(21) 3827 5005  
Email: infochina@ansell.com