

# MICRO-TOUCH™ Nitrile Accelerator-Free

Grande sensazione al tatto

## Guanto per esami medici in nitrile, senza polvere, con prevenzione avanzata delle allergie

- **Vestibilità comoda:** questo guanto in nitrile non sterile, privo di acceleratori, offre una vestibilità e una sensazione confortevole.
- **Protezione della barriera:** Questo guanto offre un elevato livello di protezione barriera contro le perforazioni e un'eccellente resistenza a un'ampia gamma di sostanze chimiche comunemente utilizzate.
- **Facile da indossare:** la superficie interna clorata consente di indossare facilmente i pantaloni.
- **Riduzione del rischio di allergie:** Il materiale in nitrile previene le allergie al lattice di tipo I - La formulazione 100% priva di tiurami riduce significativamente il rischio di allergie di tipo IV
- **Presa sicura:** le dita microtesturizzate assicurano una presa sicura in condizioni di bagnato o di asciutto.
- **Protezione specializzata:** Testato e approvato per l'uso con farmaci chemioterapici\*.



\*Vedere la confezione del prodotto per i dettagli

## Consigliato per

- Testati per uso con farmaci chemioterapici
- Protezione di operatori sanitari o pazienti dall'allergia al lattice di Tipo I e riduzione al minimo delle allergie chimiche di Tipo IV
- Destrezza e sensibilità tattile migliorate, soprattutto negli interventi delicati
- Esplorazioni standard del paziente

## TECNOLOGIE INTEGRATE



## MICRO-TOUCH™ Protezione sempre e ovunque

Il guanto da esplorazione medica MICROTOUCH® di alta qualità è stato scientificamente progettato per soddisfare ogni esigenza della professione medica. La progettazione d'avanguardia include tecnologie ergonomiche Ansell, che garantiscono il comfort per interventi di lunga durata, innovazioni di presa bagnata che prevengono pericolose perdite della presa e film microsoffici per la massima sensibilità. Gli operatori sanitari che sono preparati a dovere e protetti in modo confortevole dai modelli versatili MICROTOUCH hanno la serenità necessaria per concentrarsi su quello che conta di più: la loro salute e protezione e quelle dei loro pazienti.

# MICRO-TOUCH™ Nitrile Accelerator-Free

Grande sensazione al tatto

## INFORMAZIONE PRODOTTO

|                                              |                                                                        |                                             |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Materiale                                    | Nitrile                                                                | Non realizzato in lattice di gomma naturale | Sì                                                               |
| Colore                                       | Blu                                                                    | Modello di polso                            | Bordino salvagoccia                                              |
| Lunghezza del polso                          | Standard                                                               | Superficie esterna del guanto               | Dita testurizzate                                                |
| Assenza di forature (Livello I di ispezione) | 1.5 AQL                                                                | Spessore del dito (mm/mil)                  | 0.12 / 4.7                                                       |
| Spessore del palmo (mm/mil)                  | 0.08 / 3.1                                                             | Taglie disponibili                          | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10) |
| Testati per uso con farmaci chemioterapici   | Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 (non in elenco in US FDA 510k) | Senza silicone                              | No                                                               |
| Sterile                                      | No                                                                     | Antistatico                                 | Non testato                                                      |
| Lunghezza guanto (mm/in)                     | 240 / 9.45                                                             | Segmentazione prodotto                      | Grande sensazione al tatto                                       |

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

| Taglia          | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Codice prodotto | 700101       | 700102      | 700103      | 700104      | 700105        |

## CONFEZIONAMENTO E/O STOCCAGGIO

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezionamento                 | 100 guanti per scatola 10 scatole per cartone/scatolone                                                                              |
| Durata                          | 3 Years                                                                                                                              |
| Istruzioni per la conservazione | Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione |

## NORME E CERTIFICAZIONI

CE 0493, Categoria III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, UKCA

## Acceleranti chimici di vulcanizzazione

|                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Prodotto senza acceleratori                                                                                                                                                             |  |
| Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto. |  |

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

**Nord America**  
US Tel: 800 952 9916  
CA Tel: 1-844-494-7854  
E-mail: insidesalesus@ansell.com

**America Latina e Caraibi**  
Tel: +52(442) 296 20 50  
E-mail: csllac@ansell.com  
Brasile Tel: +55-11-3356-3100  
Brazil Email: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Medio Oriente ed Africa**  
Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail: info@ansell.eu

**Asia Pacifico**  
Tel: +603 8310 6688  
Email: apac.medical@ansell.com

**Australia e Nuova Zelanda**  
Tel: +61 3 9270 7270  
Email: protection@ap.ansell.com

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA  
www.ansell.com/patentmarking.  
© 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.