

MICRO-TOUCH™ NITRA-TEX™

多用途

丁腈手套提供卓越的抓握力和耐用的保护

- **舒适贴合**：由柔软的丁腈配方制成，提供舒适的贴合感和触感
- **增强耐用性**：设计坚固，抗撕裂
- **易于穿戴**：内层氯化涂层便于穿戴
- **食品处理合规**：认证为食品处理手套，确保在各种食品接触应用中的实用性
- **降低过敏风险**：丁腈材料降低乳胶I型过敏的风险



建议用于

- 组件的装配和检查
- 零件装配
- 食品接触
- 食品加工和处理
- 检查零件、设备
- 检查初级产品
- 拣选零件和配件
- 产品检验
- 维护
- 包装和贴标签



MICRO-TOUCH® 随时随地提供防护

MICRO-TOUCH® 优质医学检查手套采用科学的设计，能够满足医疗专业人士的各种需求。精细的设计特征包括：能够确保长时间手术过程中舒适性的安思尔人体工学技术，可防止有害误操作的湿手抓握创新，以及可实现最大灵敏性的超薄薄膜。通用型MICRO-TOUCH为护理人员提供充分准备和舒适防护，使护理人员可以安心专注于最重要的事情：患者及他们自己的健康和防护。

MICRO-TOUCH™ NITRA-TEX™

多用途

产品信息

材料	丁腈	非天然胶乳制成	是
颜色	蓝色	袖口样式	卷边
袖口长度	标准	粉末含量	无粉
外层手套表面	全纹理	无孔洞 (检查级别I)	1.0 AQL
手指厚度 (毫米/密耳)	0.13 / 5.1	手掌厚度	0.10 / 3.9
预防过敏	乳胶 (I型)	可选尺寸	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
经测试可用于化疗药物	是, 符合ASTM D6978标准 (未列入美国FDA 510k清单)	不含硅	未测试
无菌	无	防静电	是 EN1149
可双层佩戴	否	手套长度	240 / 9.45
产品细分	多用途	芬太尼测试	否

订购信息

尺码	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
安思尔产品代码	3130171070		3130171090	3130171100

包装和储存

包装	每个分配器100只手套 每箱10个分配器 每箱1000只手套
保质期	3 Years
存储说明	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源

标准与认证

CE 0493, EN 1149, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10, ISO 10993-10, ISO 10993-5, ISO 11137-1:2006, ISO 16604, ISO 9001, 食品接触

请联系您当地的安思尔代表, 获取订购信息或其他信息。

北美
美国电话: 800 952 9916
加拿大电话: 1-844-494-7854
电子邮箱: insidesalesus@ansell.com

拉丁美洲和加勒比地区
电话: +52(442) 296 20 50
电子邮箱: csjac@ansell.com
巴西电话: +55-11-3356-3100
巴西电子邮箱: luvas.medicas@ansell.com

欧洲、中东和非洲
电话: +32 (0) 2 528 74 00
电子邮箱: info@ansell.eu

亚太地区
电话: +603 8310 6688
电子邮箱: apac.medical@ansell.com

澳大利亚与新西兰
电话: +61 3 9270 7270
电子邮箱: protection@ap.ansell.com