

医用检查手套，具有延长的化学飞溅防护功能，获准用于处理化疗药物

- **强韧配方：**MICROFLEX™ 93-853 检查手套的强韧丁腈配方使其更加耐用，抗撕裂、勾破和破损
- **专业防护：**模拟真实世界中用药过量的情况，这些手套经过专门测试，可抵御胃酸（呕吐物）和芬太尼以及细胞毒性/化疗药物*。
- **实际性能：**这款坚固的医用检查手套还符合 NFPA 1999 急救医用手套的要求，适合医护人员、急救人员和实验室工作人员使用。
- **低 AQL：**这款医用检查手套的 AQL 值低至 0.65，增强了其阻隔完整性
- **加长防护：**这款手套的袖口经过加长，可为医务人员的前臂和手腕提供防护



*详情请查看产品包装

行业

- 汽车
- 生命科学
- 卫生保健
- 机械和设备

建议用于

- 一般汽车售后市场
- 轮胎转动与更换
- 取样和处理
- 原材料样品采集
- 维护实验室家具和设备
- 检测、选择、检查零件
- 组件的装配和检查
- 拣选和紧固组件
- 设备维修和保养
- 动物护理、喂养和清理
- 管理药物


TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
材料	丁腈
外层手套表面	手指纹理
审计标准	ISO 13485, ISO 9001
产品认证	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EN 1149-1/2/3, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, ISO 11193, ISO 18889:2019, PMDA Notification Number: 13B3X10307AH0001, Trade Name: Ansell Non Latex Medical Examination Glove, UKCA,EU Food Contact Approved
包装概述	每包50只手套, 每箱10包, 每箱500只手套 *每包40只手套 (XXXL尺码) , *每箱400只手套 (XXXL尺码)
存储说明	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。 远离臭氧或点火源
原产国	马来西亚
产品细分	高风险
防静电	是 EN1149
不含硅	否

物理性质

	典型值		测试方法
长度 (毫米/英寸)	295 / 11.6		ASTM D3767,EN 420
无孔洞 (检查级别1)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
手掌厚度 (毫米/密耳)	0.14/5.5		ASTM D3767,EN 420
手指厚度 (毫米/密耳)	0.22/8.7		ASTM D3767,EN 420
	老化前	老化后	
断裂伸长率 (%)	550	500	ASTM D412
断裂力 (牛)	15	12	EN 455-2

性能标准与监管合规



欲了解更多信息，请访问我们的网站www.ansell.com，或通过以下方式联系我们

欧洲、中东和非洲 安思尔欧洲医疗公众有限公司 (Ansell Healthcare Europe N.V.) 电话: +32 (0) 2 528 74 00 传真: +32 (0) 2 528 74 01	北美地区 安思尔医疗产品有限责任公司 (Ansell Healthcare Products LLC) 电话: +1 800 800 0444 传真: +1 800 800 0445	澳大利亚 安思尔有限公司 (Ansell Limited) 电话: +61 1800 337 041 传真: +61 1800 803 578
亚太地区 安思尔全球贸易中心 (马来西亚) 私人有限公司 电话: +603 8310 6688 传真: +603 8310 6688	拉丁美洲和加勒比地区 安思尔商业墨西哥股份公司 (Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.) 电话: +52 442 248 1544 / 248 3133	俄罗斯 安思尔俄罗斯有限公司 (Ansell PYC) 电话: +7 495 258 13 16

