



BioClean™ Clearview Steril Tie on Visor- facemask VFM210-T- SLOT

Steril ansigtsmaske med visir, der kan bindes på, med avanceret bakterie- og partikelfiltreringseffektivitet

- **Avanceret forsvar:** BioClean™ Clearview Sterile Tie on Visor Facemask VFM210-T-SLOT giver høj bakterie- og partikelfiltreringseffektivitet.
- **Forbedrede funktioner:** Denne sterile ansigtsmaske med visir, der kan bindes på, har et optisk klart visir med antidugbelægning for optimeret udsyn.
- **Øget komfort:** BioClean™ Clearview Sterile Tie on Visor Facemask VFM210-T-SLOT's design sikrer også rigelig ventilation, hvilket hjælper med at forbedre brugerkomforten.

Key Features and Benefits

- **Høj bakterie- og partikelfiltreringseffektivitet:** Optimeret beskyttelse
- **Antidugbelagt visir:** For uhindret, forvrængningsfrit udsyn



Brancher

- Kontrolleret / Kritisk miljø - Ofte stillede spørgsmål
- Laboratorie/Forskning
- Produktion/fremstilling

Anbefales til

- Bioteknologier, blandinger
- Rengøring og klargøring af renrum
- Medicoteknisk produktion
- Forberedelse af farmaceutiske produkter
- Produktion af halvledere
- Montering af hårde hvidevarer



BioClean™ Clearview Steril Tie on Visor- facemask VFM210-T- SLOT

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiale	polypropylen polyethylen
Revisionsstandarder	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Standarder	ISO 2859, ISO 9001:2015
Emballageoversigt	Et stk. pr. forseglet indvendig PE-pose; 25 indvendige poser pr. forseglet PE-yderpose; fire udvendige poser pr. karton (100 stk.)
Sterilisationsmetode	Gamma Irradiation
Sterilisering minimumdosis	25kGy
Sterilitetskonfidensniveau	10⁻⁶
Opbevaringsanvisninger	Opbevares på et tørt, køligt sted 40 C væk fra direkte sollys og fluorescerende lys
Holdbarhed	Fem (5) år fra fremstillingsdatoen

PHYSICAL PROPERTIES

Farve	Hvid
Båndtype	Bindebånd
Generelle mål	BREDDE (± 5 mm): 210 mm HØJDE (± 5 mm): 95 mm
Outer Layer	Ikke-vævet spunbonded polyester (hydrofobt)

PERFORMANCE INFORMATION

Renrumsklasse	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Viral Filtration Efficiency	93,8 % ved 3,0 mikron

BESTILLINGSOPLYSNINGER

	STØRRELSE	Bindebånd
VFM210-T-SLOT	GENBESTILLINGSNR.	VFM210-T

Du kan få flere oplysninger ved at besøge os på www.ansell.com eller ringe til os på

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Hverken dette dokument eller et hvilket som helst udsagn, der fremsættes heri af eller på vegne af Ansell, skal opfattes som en garanti for salgbarhed eller for, at et hvilket som helst Ansell-produkt egner sig til et bestemt formål. Ansell påtager sig intet ansvar for, om en slutbrugers valg af handsker til en specifik anvendelse er egnet eller passende.

