

DISPOS-A-GLOVE™ Sterile Single

E s s e n t i e l s e r i e n

Disse syntetiske undersøgelseshandsker i enkeltpakning er ideelle til korte, sterile opgaver.

- **Steril:** Pakket som en enkelt steril handske pr. pose er disse pudderfri handsker velegnede til sterile medicinske undersøgelser (ikke-kirurgiske).
- **Reduceret risiko for allergi:** Denne syntetiske handske er fremstillet af copolymermaterialer (ethylenvinylacetatfilm), hvilket gør den egnet til brug af personer med allergi over for naturgummilætex (type I-allergi).
- **Øget følsomhed:** Handsken giver også god taktil følsomhed for brugeren.
- **Venlig med to fingre:** DISPOS-A-GLOVE™ kan med fordel bruges som handskeforing for øget beskyttelse.
- **Omkostningseffektiv:** Denne syntetiske handske til steril brug tilbydes til en konkurrencedygtig pris.
- **Nem at tage på:** Denne handske er pakket på papir, hvilket gør den nem at tage på.

Anbefales til

- Sterile procedurer uden for operationsstuen
- Beskyttelse mod latexallergi type I hos sundhedsmedarbejdere eller patienter
- Korte undersøgelsesprocedurer med lav risiko



DISPOS-A-GLOVE

DISPOS-A-GLOVE™ Sterile Single

Essentiel series

PRODUKTOPLYSNINGER

Materiale	Ethylenvinylacetat	Ikke fremstillet af naturgummilætex	Ja
Farve	Ryd	Manchetstil	Lige
Manchetslængde	Standard	Udvendig handskeoverflade	Glat
Frihed fra huller (inspektionsniveau I)	1.5 AQL	Fingertykkelse (mm/mil)	0.03 / 1.2
Håndfladetykkelse (mm/mil)	0.03 / 1.2	Forebyggelse af allergi	Latex (Type I)
TILGÆNGELIGE STØRRELSER	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9)	Testet for brug med cytostatika	Nej
Steril	Ja	Antistatisk	Ikke testet
Handskelængde (mm/tommer)	278 / 10.9	Produktsegmentering	Essentiel series

PRODUKTOPLYSNINGER

Størrelse	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	
Produktkode	MDG601	MDG701	MDG801

Annotation

PAKNING OG OPBEVARING

Emballage	1 handske/papirpose 100 handsker i hver æske 14 æsker i hver kasse
Holdbarhed	3 Years
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse

STANDARDE OG CERTIFICERINGER

CE Number, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I



Kemiske vulkaniseringsacceleratorer

Ingen

Kontakt din Ansell-repræsentant, hvis du vil bestille eller ønsker flere oplysninger.

Nordamerika
Tlf. i USA: 800 952 9916
Tlf. i Canada: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

Mellem- og Sydamerika
Tlf.: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brasilien
Tlf.: +55-11-3356-3100
E-mail:
luvas.medicas@ansell.com

Europa, Mellemøsten og Afrika
Tlf.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asien og Stillehavsområdet
Tlf.: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australien og New Zealand
Tlf.: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com

Ansell, ® og ™ er varemærker, der tilhører Ansell Limited eller et af dets associerede selskaber. Patenteret i USA og patentanmeldt i USA og andre lande:
www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

ansell.com