

El mejor guante para doble enguantado, cuando se requiere una doble protección

Los guantes estériles de látex BioClean Advance para salas limpias presentan una forma anatómica y ofrecen flexibilidad y confort. Los guantes de color natural de 300 mm (12") de largo han sido diseñados para facilitar el doble enguantado, incorporan una superficie con textura para mejorar el agarre y un puño con reborde para una mayor estabilidad en el brazo.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- Flexible y cómodo
- Sin polvo
- Puño con borde enrollado
- Fácil doble enguantado
- Envase EasyTear, que no desprende partículas



Industrias

- Entornos controlados y críticos
- Producción y Fabricación
- Laboratorios e I&D
- Departamento de tratamiento estéril

Recomendado para

- Limpieza y preparación de salas limpias
- Comodidad extra durante procedimientos largos y continuos
- Producción farmacéutica
- Prevención del riesgo de contaminación cruzada
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Fabricación de Instrumental Médico
- Operaciones de Mezclado en Biotecnologías
- Salpicaduras Químicas



Advance BASL

Guante estéril de látex para salas limpias compatible con entornos de Clase 10 (ISO 4)

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

	Información del Producto
Material	Látex de caucho natural
Color	Natural
Forma	Guantes diferenciados
Puño	Con reborde
Fabricación/Normas de auditoría QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Normativa	CE 0493, UKCA, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Contacto Alimentario, Categoría III
Envasado	Un par por bolsa interior; una bolsa por envase sellado EasyTear; 10 envases por bolsa externa sellada; 20 bolsas externas por caja (200 pares).
Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; conservar en lugar seco y en su envase original. Mantener alejado de fuentes de ozono. Si los productos se almacenan correctamente, como se indica, no perderán sus prestaciones ni cambiarán sus características de forma significativa. Si los productos pueden verse afectados por el envejecimiento o el almacenamiento, la fecha de caducidad se menciona en los materiales de envasado.
Procedencia	Malasia
Tallas disponibles	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados
Internal Glove Surface	Clorado
Método de Esterilización	Irradiación GAMMA (25 kGy)
Dosis Mínima para Esterilización	25kGy
Nivel de Garantía de Esterilidad	10 ⁻⁶
Clase de Sala Limpia	Clase 10/ISO Clase 4 & EU GMP Grado A/B y otras salas blancas estériles
Fecha de Caducidad	Cinco (5) años desde la fecha de fabricación.
Probado para su uso con fármacos para quimioterapia	No
Nivel de Proteínas	50 µg/g o menos del total de proteínas extraíbles
Antiestático	No



Advance BASL

Guante estéril de látex para salas limpias compatible con entornos de Clase 10 (ISO 4)

Propiedades físicas								Método de ensayo
Tallas	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN ISO 21420
Longitud (mm/pulg)	300/12							
Ancho de la Palma (mm/in)	77/3	83/3.3	89/3.5	95/3.7	102/4	109/4.3	114/4.5	
Ausencia de perforaciones	AQL 0,65 Nivel de rendimiento 3							EN 374-2
Recuento de partículas típico: $\geq 0,5\mu\text{m}$ (recuentos/cm ²)	<2000							IENT-RP-CC005.4
Grosor mínimo de la palma (mm/mil)	0.20 / 7.87							EN 455-2
Grosor mínimo de los dedos (mm/mil)	0.24 / 9.44							EN 455-2
Grosor mínimo del puño (mm/mil)	0.18 / 7.09							EN 455-2
Resistencia última a la tracción (MPa) Durante el envejecimiento	Min. 14							ASTM D412-06a
Fuerza de rotura (N) durante el envejecimiento	$\geq 9\text{N}$							EN 455-2

CONTENIDO IÓNICO

Concentración en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Típico	Concentración en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Típico
Amonio	< 0.05	Nitrato	< 0.50
Bromuro	< 0.01	Nitrito	< 0.01
Calcio	< 0.80	Fosfato	< 0.01
Cloruro	< 1.80	Potasio	< 0.08
Fluoruro	< 0.01	Sodio	< 0.08
Litio	< 0.01	Sulfato	< 0.22
Magnesio	< 0.05	Zinc	< 0.60

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

TALLA	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Nº NUEVO PEDIDO	BASL6.0	BASL6.5	BASL7.0	BASL7.5	BASL8.0	BASL8.5	BASL9.0

ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO Y DE CONFORMIDAD REGLAMENTARIA



Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 296 2050

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 800 337 041
F: +61 800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

