

# El guante de látex para salas limpias económico que ofrece un confort excepcional para un uso prolongado

Diseñados para facilitar el doble enguantado, los guantes estériles de látex para salas limpias BioClean Prelude ofrecen una excepcional flexibilidad y confort para mejorar la destreza y para un uso prolongado. Los guantes de látex color natural de 300 mm (12") de largo presentan una superficie texturizada que mejora el agarre y un puño con reborde para una mayor estabilidad en el brazo.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- Sin polvo
- Puño con borde enrollado
- Fácil doble enguantado
- Embalaje EasyTear™ que no desprende partículas

### Industrias

- Entornos controlados y críticos
- Producción y Fabricación
- Laboratorios e I&D
- Departamento de tratamiento estéril





## Prelude BPSL

Guante estéril de látex para salas limpias compatible con entornos de Clase 10 (ISO 4)

### FICHA DE DATOS TÉCNICOS

	Información del Producto
Material	Látex de caucho natural
Color	Natural
Forma	Ambidiestros
Puño	Con reborde
Fabricación/Normas de auditoría QMS	ISO 14001, NEBB Certified Cleanrooms
Normativa	CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Contacto Alimentario, Categoría III
Envasado	Un par por bolsa interna; una bolsa interna por envase sellado de plástico EasyTear™; 10 envases por bolsa externa sellada; 20 bolsas externas por caja forrada (200 pares)
Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; conservar en lugar seco y en su envase original. Mantener alejado de fuentes de ozono. Si los productos se almacenan correctamente, como se indica, no perderán sus prestaciones ni cambiarán sus características de forma significativa. Si los productos pueden verse afectados por el envejecimiento o el almacenamiento, la fecha de caducidad se menciona en los materiales de envasado.
Procedencia	Malasia
Tallas disponibles	XS (5-5.5), S (6-6.5), M (7-7.5), L (8-8.5), XL (9), XXL (10)
Contenido de Polvo	Sin polvo
Superficie Externa del Guante	Dedos y palma con textura
Internal Glove Surface	Clorado
Método de Esterilización	Irradiación GAMMA (25 kGy)
Dosis Mínima para Esterilización	25kGy
Nivel de Garantía de Esterilidad	10 <sup>-6</sup>
Clase de Sala Limpia	Clase 10/ISO Clase 4 & EU GMP Grado A/B y otras salas blancas estériles
Fecha de Caducidad	Cinco (5) años desde la fecha de fabricación.
Nivel de Proteínas	50 µg/g o menos del total de proteínas extraíbles
Antiestático	No



## Prelude BPSL

Guante estéril de látex para salas limpias compatible con entornos de Clase 10 (ISO 4)

Propiedades físicas							Método de ensayo
Tallas	XS (5-5.5)	S (6-6.5)	M (7-7.5)	L (8-8.5)	XL (9)	XXL (10)	EN ISO 21420
Longitud (mm/pulg)	300 / 12						
Ancho de la Palma (mm/in)	77/3	83/3.2	95/3.7	106/4.1	112/4.4	118/4.6	
Ausencia de perforaciones	AQL 1,5 Nivel de rendimiento 2						EN 374-2
Recuento de partículas típico: $\geq 0,5\mu\text{m}$ (recuentos/cm <sup>2</sup> )	<1500						IEST-RP-CC005.4
Grosor mínimo de la palma (mm/mil)	0.17 / 6.69						EN 455-2
Grosor mínimo de los dedos (mm/mil)	0.20 / 7.87						EN 455-2
Grosor mínimo del puño (mm/mil)	0.11 / 4.33						EN 455-2
Fuerza de rotura (N) durante el envejecimiento	$\geq 6$ N						EN 455-2

## CONTENIDO IÓNICO

Concentración en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Típico	Concentración en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Típico
Amonio	Available on File	Nitrato	0.67
Bromuro	Available on File	Nitrito	0.67
Calcio	0.37	Fosfato	0.07
Cloruro	0.97	Potasio	0.03
Fluoruro	Available on File	Sodio	0.02
Litio	Available on File	Sulfato	Available on File
Magnesio	0.003	Zinc	Available on File

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

TALLA	XS (5-5.5)	S (6-6.5)	M (7-7.5)	L (8-8.5)	XL (9)	XXL (10)
Nº NUEVO PEDIDO	BPSL-5055	BPSL-6065	BPSL-7075	BPSL-8085	BPSL-9090	BPSL-1010

## ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO Y DE CONFORMIDAD REGLAMENTARIA



Para más información, visítenos en [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), o llame al número

### Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

### Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 296 2050

### Australia

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

