

GAMMEX® Sistema PI Plus Guante en Guante

GUANTES QUIRÚRGICOS

Guantes quirúrgicos interiores y exteriores de poliisopreno, predosificados y listos para doble enguantado

- **Doble enguantado sin esfuerzo:** El sistema GAMMEX® PI Plus Glove-in-Glove™ es un sistema único dos en uno con guantes quirúrgicos de poliisopreno interiores y exteriores ya predosificados y alineados en las puntas de los dedos, lo que permite a los usuarios usar dos guantes de una sola vez y ahorrar la mitad del tiempo de colocación.
- **Envases sostenibles:** Al estar preconfeccionados, los guantes estériles interiores y exteriores se embalan en una sola envoltura interior para reducir el papel en un 50%.
- **Prevención avanzada de las alergias:** Estos guantes sin látex no presentan riesgo de alergias al látex y no contienen aceleradores químicos conocidos por causar dermatitis alérgica de contacto
- **Confort ergonómico:** Certificado por United States Ergonomics por su excelente comodidad y rendimiento.
- **Se pone y se quita sin esfuerzo:** La tecnología de ayuda a la colocación de Ansell facilita la colocación y retirada del guante exterior durante los cambios intraoperatorios.

Recomendado para

- Todas las intervenciones quirúrgicas, especialmente las cirugías de alto riesgo en ortopedia, traumatología y cardiología.
- Fácil identificación de una rotura en el guante

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



GAMMEX® Innovación que protege

Impulsados por la innovación, los guantes quirúrgicos GAMMEX® están diseñados para responder a las necesidades en continua evolución de los usuarios de la comunidad quirúrgica. Con formulaciones exclusivas y tecnologías de vanguardia, un confort ergonómico y una protección superior, los profesionales de la salud de todo el mundo confían sus manos en las nuestras.

GAMMEX® Sistema PI Plus Guante en Guante

GUANTES QUIRÚRGICOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	PI (Poliisopreno)
Contenido de Polvo	Sin polvo
Color	Blanco, Verde
Grosor	Estándar
Tipo de Puño	Reborde con tecnología SUREFIT™
Superficie Externa del Guante	Dedos y palma con textura
Superficie Interna del Guante	Revestimiento de polímero con tecnología DERMASHIELD™
Prevención contra Alergias	Látex Tipo I
Nivel de Agarre	Alto
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Sí, en conformidad con ASTM D6978 y aprobado por la FDA de EE.UU.
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	AQL 0,65
Estéril	Sí
Normativas del producto	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Normas de Calidad/Medioambientales	EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Envasado	2 pares por envase; 50 pares por caja (25 envases); 4 cajas por caja de embalaje; 200 pares por caja de embalaje (100 envases)
Fecha de Caducidad	3 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Aceleradores químicos de vulcanización	Xantatos, Dialquilditiocarbamato de zinc

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Código de producto	340082055	340082060	340082065	340082070	340082075	340082080	340082085	340082090

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

América del Norte
 US Tel: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 Email: insidesalesus@ansell.com
 Sandel USA Tel: 866 764 3327
 Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Ansell Comercial Mexico
 Tel: +52 442 296 2050
 Email: latam.medical@ansell.com
Ansell Brasil Ltda
 +55 (11) 3356-3100
 Email: latam.medical@ansell.com
Ansell Colombia SAS
 Tel: +57 1 288 3247
 Email: latam.medical@ansell.com

Europa, Oriente Medio y África
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00
 Email: info@ansell.eu
Asia Pacífico
 Tel: +603 8310 6688
 Email: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: + 91 22 38124500
 Email: info.india@ansell.com
Australia y Nueva Zelanda
 Tel: +61 3 9270 7270
 Email: protection@ap.ansell.com
China
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com