

MICRO-TOUCH™ Sterile

Series Alto rendimiento

Guantes de examen médico estériles de látex con cómodo revestimiento interior

- **Comodidad de grado de examen estéril:** Guantes estériles de látex con revestimiento interior suave de poliacrilato que garantizan un ajuste cómodo y una colocación fácil
- **Agarre seguro:** los dedos texturizados proporcionan un agarre seguro en condiciones húmedas o secas.
- **Mayor sensibilidad:** Su fino diseño ofrece una excelente sensibilidad táctil y destreza
- **Reducción de la irritación cutánea:** Bajo contenido en proteínas residuales para reducir el riesgo de dermatitis de contacto
- **Riesgo de contaminación minimizado:** Envasados por pares con un doble envoltorio protector

*PRECAUCIÓN: Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.

Recomendado para

- Procedimientos estériles fuera del quirófano.
- Procedimientos de examinación de riesgo estándar y moderado
- Colocación con las manos mojadas



MICRO-TOUCH™ Protección diaria, en cualquier circunstancia

Los guantes de examen médico de alta calidad MICRO-TOUCH® están diseñados científicamente para complementar todas las necesidades de los profesionales sanitarios. Su sofisticado diseño incluye tecnologías ergonómicas de Ansell que garantizan el confort durante procedimientos prolongados, innovaciones de agarre en medio húmedo que evitan peligrosos errores de manipulación, y películas micro-delgadas para una máxima sensibilidad. Los profesionales de la salud completamente preparados y protegidos por la versatilidad de los estilos MICRO-TOUCH pueden concentrarse en lo que más importa: la salud y protección propias y las de sus pacientes.

MICRO-TOUCH™ Sterile

Series Alto rendimiento

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Látex de caucho natural	Fabricado sin Látex de Caucho Natural	No
Color	Blanco	Tipo de Puño	Con reborde
Longitud del Puño	Estándar	Superficie Externa del Guante	Totalmente texturizado
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	1.5 AQL	Grosor de los Dedos (mm / mil)	0.17
Grosor de la Palma (mm/mil)	0.15	Tallas Disponibles	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9)
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	No	Sin Silicona	No
Estéril	Sí	Antiestático	No probado
Longitud del Guante (mm/pulg)	245 / 9.65	Segmentación de Productos	Series Alto rendimiento

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)
Código de producto	553342	553343	553344

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

Envasado	1 par/envase de papel 50 envases por caja 4 cajas por caja de embalaje
Fecha de Caducidad	5 Years
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

CE 2797, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2004, UKCA 0086

Aceleradores químicos de vulcanización

Dietilditiocarbamato de zinc (DECZ)	Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ)
-------------------------------------	--------------------------------------

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

North America
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
Region
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.