

DISPOS-A-GLOVE™ Non-Sterile

Essential - sarja

Synteettinen, ei-steriili lääketieteellinen tutkimuskäsine, joka sopii usein tapahtuvaan käsineiden vaihtoon.

- **Vähentää allergiariskiä:** Tämä ei-steriili, synteettinen käsine on valmistettu kopolymeerimateriaaleista (etyleenivinyylisetaattikalvo), joten se soveltuu käytettäväksi henkilöille, jotka ovat allergisia luonnonkumilateksille.
- **Lisääntynyt herkkyys:** Nämä jauheettomat käsineet tarjoavat myös hyvän tuntoherkkyyden käyttäjälleen.
- **Kaksoiskäsineystävällinen:** Näitä käsineitä voidaan käyttää sopivasti suojakäsinevuorauksena suojauksen lisäämiseksi.
- **Kustannustehokas:** Tätä synteettistä käsinettä tarjotaan kilpailukykyiseen hintaan.
- **Helppo pukeminen:** Nämä käsineet on pakattu taustapaperiin, joten ne on helppo pukea.

Suositus

- Suojaus tyypin I lateksiallergioita vastaan terveydenhoitoalan työntekijöillä tai potilailla
- Lyhyet, alhaisen riskin tutkimustoimenpiteet



DISPOS-A-GLOVE

DISPOS-A-GLOVE™ Non-Sterile

Essential-sarja

TUOTETIEDOT

Materiaali	Eteenivinyyliasettaatti	Ei valmistettu luonnonkumilateksista	Kyllä
Väri	Väritön	Rannekemalli	Suora
Rannekkeen pituus	Standardit	Käsineen ulkopinta	Tasainen
Läpäisemättömyys (tarkastustaso I)	1.5 AQL	Sormen paksuus (mm/mil)	0.03 / 1.2
Kämmenen paksuus (mm/mil)	0.03 / 1.2	Allergian ehkäisy	Lateksi (tyyppi I)
Saatavissa olevat koot	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9)	Testattu käytettäväksi kemoterapialääkkeiden kanssa	Ei
Steriili	Ei	Antistaattinen	Ei testattu
Käsineen pituus (mm/tuumaa)	278 / 10.9	Tuotesegmentointi	Essential-sarja

TUOTETIEDOT

Koko	S (6.5 - 7)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	L (8.5 - 9)
Tuotekoodi	S3027	P52370	P52380	S3047	P52390	S3067

huomautus

PAKKAUS JA VARASTOINTI

Pakkaus	100 käsinettä laatikossa 10 laatikkoa kuljetuspakkauksessa/osastopakkauksessa
Säilyvyys	3 Years
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.

STANDARDIT JA SERTIFIOINNIT

CE Number, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I



Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet

Ei mitään

Ota yhteyttä Ansell-edustajaasi tilauksen tekemiseksi tai lisätietojen saamiseksi.

Pohjois-Amerikka
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email:
insidesalesus@ansell.com

Keski- ja Etelä-Amerikka
Tel: +52(442) 296 20 50
Email: cslac@ansell.com
Brasilia
Tel: +55-11-3356-3100
Email:
luvas.medicas@ansell.com

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Aasian ja Tyynenmeren alue
Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Australia ja Uusi-Seelanti
Tel: +61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu USA:ssa ja USA:n ja ei-USA:n patenttia haettu:
www.ansell.com/patentmarketing.
© 2025 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.