

GAMMEX® Latex Moisturizing

LEIKKAUSKÄSINEET

Lateksipuuterittomat kirurgiset käsineet, joissa on sisäänrakennettu kosteusvoide ihon kosteuttamiseksi.

- **Pehmeä, joustava iho:** GAMMEX® Latex Moisturizing -kirurgisissa käsineissä on oma ihon kosteutusteknologia, jonka ansiosta vesipohjainen glyserolia ja dimetikonia sisältävä pinnoite sitoo kosteutta ja kosteuttaa kuivaa ihoa, mikä parantaa käyttäjän ihon kuntoa.
- **Poikkeuksellinen mukavuus:** Näissä käsineissä on myös anatomiset muotoilukappaleet, jotka lisäävät käyttömukavuutta ja istuvuutta.
- **Parannettu pito:** Sileä pinta ja mikroteksturoitu ulkopinta kämmenen ja sormien ympärillä antavat näille kirurgisille käsineille erinomaisen pidon kuivissa tai kosteissa olosuhteissa.
- **Helppo pukeminen:** Ansellin pukemista helpottava teknologia helpottaa ensimmäistä pukemista riippumatta siitä, ovatko käyttäjän kädet kuivat vai kosteat.
- **Optimaalinen allergioiden ehkäisy:** Lisäpuhdistusprosessit varmistavat, että lateksiproteiinien ja kemiallisten kiihdyttimien jäämät ovat vähäisiä, mikä minimoi lateksin tyypin I ja kemiallisten aineiden tyypin IV allergioiden ja herkkyysien kehittymisen riskin.



VAROITUS: Näiden käsineiden turvallista käyttöä lateksille herkistyneille henkilöille ei ole varmistettu - tämä tuote sisältää luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

Suositus

- Pukeminen kosteana
- Lisämukavuus pitkäkestoisten toimenpiteiden aikana
- Käyttö aluskäsineenä kaksoiskäsinekäytössä

KÄYTETYT TEKNOLOGIAT



GAMMEX® Suojaava innovaatio

Innovaation vetämänä, GAMMEX® -kirurgiset käsineet on suunniteltu vastaamaan kirurgisen yhteisön muuttuviin käyttäjien tarpeisiin. Ainutlaatuisilla formulaatioilla ja huipputeknologialla, ergonomisella mukavuudella ja erinomaisella suojauksella terveydenhuollon työntekijät ympäri maailmaa uskovat katensa meidän itsellemme.

GAMMEX® Latex Moisturizing

LEIKKAUSKÄSINEET

TUOTETIEDOT

Materiaali	Luonnonkumilateksi
Puuterisisältö	Puuteriton
Väri	Luonnonvärinen
Paksuus	Standard
Rannekemalli	Suora ranneke SUREFIT™-teknologialla
Käsineen ulkopinta	Tasainen, mikrokuvioitu viimeistely
Käsineen sisäpinta	Pinnoitettu HydraSoft-teknologialla
Allergian ehkäisy	Ei mitään
Otepidon taso	Keskitaso
Kaksoiskäsineen käytön suositus	Aluskäsine
Testattu käytettäväksi kemoterapialääkkeiden kanssa	Ei ole testattu standardin ASTM D6978 mukaisesti.
Läpäisemättömyys (tarkastustaso I)	0,65 AQL
Steriili	Kyllä
Tuotestandardit	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Laatu-/Ympäristöstandardit	EN 556, ISO 11137-osa 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Pakkaus	50 paria laatikossa, 4 laatikkoa kuljetuspakkauksessa/osastopakkauksessa, 200 paria kuljetuspakkauksessa/osastopakkauksessa
Säilyvyys	3 vuotta
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	Ksantogeenipolysulfidit, Natrium-di-n-butyyliditiokarbamaatti (SDBC), Sinkkidietyyliiditiokarbamaatti (ZDEC)

TILAUSTIEDOT

Koko	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Tuotekoodi	330049055	330049060	330049065	330049070	330049075	330049080	330049085	330049090

Ota yhteyttä Ansell-edustajaasi tilauksen tekemiseksi tai lisätietojen saamiseksi.

Pohjois-Amerikka
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email: insidesalesus@ansell.com
Sandel US Tel: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Keski- ja Etelä-Amerikka
Tel: +52(442) 296 20 50
Email: cs@ansell.com
Brasilia
Tel: +55-11-3356-3100
Email: luvass.medicas@ansell.com

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Aasian ja Tyynenmeren alue
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

Intia
Puh: +91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Australia ja Uusi-Seelanti
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com
Kiina
Puh: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com