

MICRO-TOUCH® Nitrile Sterile

P e r f o r m a n c e - s a r j a

Pareittain pakattu steriili, puuteriton nitrilitutkimuskäsine pidennetyllä rannekkeella

Tämä steriili käsine on valmistettu synteettisestä nitrilistä, joka tarjoaa korkean joustavuuden erinomaisella suojauksella ja pistokestävyydellä. Se on ihanteellinen ratkaisu erilaisiin steriileihin tutkimustoimenpiteisiin (ei kirurgiset).

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT:


- Pakattu käsinpari/pakkaus
- 12 tuuman pidennetty ranneke tarjoaa lisäsuojauksia
- Kuvioitunut sormet tarjoavat lisäpitoa ja luotettavuutta
- Suojaus lateksin tyyppin I allergioita vastaan
- Testattu käytettäväksi kemoterapialääkkeiden kanssa*

* Katso tuotteen pakkaus tai ota yhteyttä Ansellin asiakastukeen saadaksesi tietoa tietyistä kemoterapialääkkeiden läpäisyajoista ja suosituksista

Suositus

- Testattu käytettäväksi kemoterapialääkkeiden kanssa
- Steriilit toimenpiteet leikkaussalin ulkopuolella
- Lisäsuojaus ranteelle ja käsivarrelle
- Pitkäkestoiset, korkean riskin tutkimustoimenpiteet
- Suojaus tyyppin I lateksiallergioita vastaan terveydenhoitoalan työntekijöillä tai potilailla

KÄYTETYT TEKNOLOGIAT



MICRO-TOUCH® Everyday, Everywhere Protection

MICRO-TOUCH® premium medical examination gloves are scientifically designed to complement every need of medical professionals. Sophisticated design features include Ansell ergonomic technologies that ensure comfort during extended procedures, wet grip innovations that prevent harmful mishandling, and micro-thin films for maximum sensitivity. Caregivers who are fully prepared and comfortably protected by versatile MICRO-TOUCH styles have the peace of mind to focus on what matters most: the health and protection of themselves and their patients.

MICRO-TOUCH® Nitrile Sterile

Performance - sarja

TUOTETIEDOT

Materiaali	Nitriili	Ei valmistettu luonnonkumilateksista	Kyllä
Väri	Sininen	Rannekkeen pituus	Pidennetty
Puuterisisältö	Puuteriton	Käsineen ulkopinta	Kuvioidut sormet
Läpäisemättömyys (tarkastustaso I)	1,5 AQL	Kämmenen paksuus (mm/mil)	0.11 / 4.3
Sormen paksuus (mm/mil)	0.16 / 6.3	Allergian ehkäisy	Lateksi (tyyppi I)
Saatavissa olevat koot	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Testattu käytettäväksi kemoterapialääkkeiden kanssa	Kyllä, testattu standardin ASTM D6978 mukaisesti ja FDA:n hyväksymä
Steriili	Kyllä	Antistaattinen	Ei testattu
Käsineen pituus (mm/tuumaa)	290/11,6	Tuotesegmentointi	Performance-sarja

TILAUSTIEDOT

Koko	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Tuotekoodi	6034151	6034152	6034153	6034154

PAKKAUS JA VARASTOINTI

Pakkaus	50 paria laatikossa, 4 laatikkoa kuljetuspakkauksessa/osastopakkauksessa
Säilyvyys	3 vuotta
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.

STANDARDIT JA SERTIFIOINNIT

ASTM D6978, ASTM D6319, Kategoria III, CE 2797, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002

Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet

Sinkkidibutyylditiokarbamaatti (ZDBC)	
Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsineen ainesosalle/ainesosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.	

Ota yhteyttä Ansell-edustajaasi tilauksen tekemiseksi tai lisätietojen saamiseksi.

Pohjois-Amerikka
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email:
insidesalesus@ansell.com

Latinalainen Amerikka & Karibia
Tel: +52(442) 296 20 50
Email: cslac@ansell.com
Brasilia Puh: +55-11-3356-3100
Brasilia Email:
luvas.medicas@ansell.com

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Aasian ja Tyynenmeren alue
Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Australia ja Uusi-Seelanti
Tel: +61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu USA:ssa ja USA:n ja ei-USA:n patenttia haettu:
www.ansell.com/patentmarketing.
© 2022 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

ansell.com